


ANTERIOR MOULD CLASSIFICATION

KLASSIFIZIERUNG DER FRONTZAHNFORMEN • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFISERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMAMALLIEN LUOKITTELU • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΣΘΙΩΝ • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÄMRE FORMER


STRUCTURE PROFILE

GESICHTSFORM • STRUCTURE • ESTRUCTURAS • CONFORMAZIONE • UDFORMING • MALLI • ΜΟΡΦΗ • CONFORMATIE • CONFORMAÇÃO • FORM




MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFILE MESIO-DISTAL • PROFILO MESIO-DISTALE • MESIO-DISTALPROFIL • MESIO-DISTALINENPROFILI • ΟΥΗ MESIO-DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFIL MESIO-DISTAL • MESIO-DISTALPROFIL



LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL • PROFIL LATERAL • PERFIL LATERAL • PROFILO LATERALE • SIDEPROFIL • SIVUPROFILLI • ΠΛΑΓΙΑ ΟΥΗ • ΖΥΓΙΟΠΡΟΦΙΛ • PERFIL LATERAL • SIDOPROFIL



OTHER METHODS

WEITERE METHODEN • AUTRES METHODES • OTROS METODOS • ALTRI METODI • ANDRE METODER • ΜΥΥΤΑ ΜΕΤΕΤΛΜΙΑ • ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ • ANDERE METHODEN • OUTROS MÉTODOS • ANDRA METODER

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
46/49	6,90/7,60	50	1/30	1/20 - 1/32
50/52	7,60/8,00	1/44 - 1/13	56 - 58	---
53/54	8,00/8,30	1/47	52	1/35 - 1/22 - 1/25
55/56	8,30/8,60	1/17	1/48 - 1/37	1/25 - 53
57/61	8,60/9,40	1/40 - 1/49	59	1/27 - 62

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
30/31	37,5/40,7	50	1/30	---
32	40,4/43,2	1/44	56	1/20 - 1/32
33	42,2/44,5	1/13	58 - 52	1/22 - 1/35
34/35	44,0/47,2	1/47	58 - 52 - 1/48 - 1/37 - 59	1/35 - 1/25 - 53
36/37	46,7/49,8	1/17 - 1/40 - 1/49	59	1/27 - 62

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
4,5/4,7	6,70/7,60	50 - 1/44 - 1/13	1/30 - 56	1/20 - 1/32
4,8/4,9	7,20/8,00	1/44 - 1/13	56 - 58 - 52	1/20 - 1/32
5,0/5,1	7,50/8,30	1/44 - 1/13 - 1/47	56 - 58 - 52	1/32 - 1/35 - 1/22 1/25
5,2/5,3	7,80/8,50	1/47	58 - 52 - 1/48 - 1/37	1/35 - 1/22 - 1/25 - 53
5,4/5,7	8,30/9,30	1/17 - 1/40 - 1/49	1/48 - 1/37 - 59	1/25 - 53 - 1/27 - 62

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
111/120	36,7/40,0	50	1/30	---
120/125	40,0/42,0	1/44	---	1/20 - 1/32
126/130	42,0/43,3	1/44	56	---
130/135	43,3/45,3	1/13	58 - 52	1/22 - 1/25
140/145	46,7/48,7	1/17 - 1/40 - 1/49	59	---
146/155	48,7/52,0	---	---	1/27 - 62

CHOISE SYSTEM IN RELATION TO THE SIZE

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA MÄLLING EFTER KROPPSBYGGNINGEN ΜΙΤΟΙΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΝΑΚΕΝΤΕΜ ΠΕΡΥΣΤΕΕΛΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIFIEKE VORMEN MEDIÇÃO SEGUNDO A ESTATURA MÄTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



EN SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

• Store in a clean, dry place away from light.
• To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
• Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
• This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/227/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
• Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection.
• TLV/TWA applies.
• Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 2008/98/EC (14). Patient-contacted materials are an infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
• Available in the following shade guides: A1-D4 / 1A-6D.

ES DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES

• Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
• Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, fresas el talón de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.
• Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para evitar o disminuir el desgaste abrasivo de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en álcalis, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.
• Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 12/22/2008 y revisiones sucesivas. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad Materiales.
• El acabado generado polvo clasificado como "no clasificable de otra manera". No inhalar; utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA applies.
• Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Residuos Peligrosos C.D. 2008/98/EC (14). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Residuos Peligrosos n. 180103).
• Disponible en las guías de colores: A1-D4 / 1A-6D.

FI SYNTETISETTÄ POLYMEERISTÄ TEHTY HAMPAAAT HAMMASPROTESEJA VARTEN

• Säilyttävässä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
• Jotta proteesipihlaji saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeriin, pohjusta ennen asennusta ja vahaa postoin jälkeen, hampaat tulee hiota ja rasvaa tulee poistaa metylmetakrylaattimonomeerilla.
• Potilaista on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhtautushygieeni, sekä välttämään liian voimakasta hampaiden likkaa niiden liiallisen kulumisen ehkäisemiseksi, sekä välttämään uupottamista hampaita aggressiivisille aineille.
• Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai direktiivissä 12/22/2008 tai sitä seuraavissa direktiivissä mainittuja vaarallisia aineita. Näin ollen tuotteesta ei ole Valmistusaineiden Turvallisuusmerkintää.
• Viimeistelykäsitellyssä syntynyt "muuten luokiteltamaton" polymerien pölyä ei saa päästää hengityselimiin, on käytettävä tarkoituksen sopivaa suojuskiä sekä sovelletaan TLV/TWA.
• Tuotteiden aiheuttamien jätteiden sovelletaan paikallisia jätteenhoito lakeja. Valmistusaineita ja pakkausmateriaalia ei sisälly vaarallisten jätteiden luettelossa C.D. 2008/98/EC (14) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat joutuneet kosketuksiin niiden kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätteenhoiton kannalta katsottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteiden luettelo, n. 180103).
• Saatavissa väriskaaloissa: A1-D4 / 1A-6D.

FR DENTS EN POLYMERE SYNTHETIQUE POUR PROTHESES

• A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
• Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
• Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser excessivement, et d'éviter l'usage de produits à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substances agressives pour les matériaux acryliques.
• Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/248/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité matériaux n'est jointe au produit.
• L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.
• Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériau et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 2008/98/EC (14). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n. 180103).
• Disponible en teintiers: A1-D4 / 1A-6D.

PT DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

• Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
• A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasa e desengordure os dentes com monomero de metilmetacrilato, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
• Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.
• Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/248/EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.
• A operação de acabamento produz poeira de tipo "não classificáveis de outro modo". Não inalar e usar protecções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.
• Eliminar como refulos de acordo com as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Resíduos Perigosos C.D. 2008/98/EC (14). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infeção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Resíduos Perigosos n. 180103).
• Disponível nas escalas de cores: A1-D4 / 1A-6D.

IT DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

NL TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

• Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
• Voor een optimale aanhechting van het polymeren, hvis man slijbt tandene og afleder med methylmethacrylmonomer før påmontering og efter voksjerning.
• Informeer de patiënt om anwending van de daglige hygiëneprotocollen og gar opmærksom på, at sild kun udgids ved ikke et bærst for meget og undgåe dykning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.
• Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i henhold til direktiv 12/22/2008 og følgende.
• Derfor findes der ikke et Materialekarakteristikort.
• Overfladebehandlingen fremkalder støvpartikler, der betragtes som "ikke på anden vis klassificerbare". Undgå indånding, anvend passende beskyttelsesmidler, TLV/TWA kan benyttes.
• Bortskaffelse som affald i overensstemmelse med lokal lovgivning. Materialer og emballager er ikke opført på listen over farligt affald, C.D. 2008/98/EC (14). Efter kontakt med patienten er materialerne udsat for infektionsfare, også hvis de senere bortskaffes (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).
• Fines i følgende farveskalaer: A1-D4 / 1A-6D.

EL ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΕΙΣ

• Διαθηκεύστε σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.
• Για την εξασφάλιση της πρόσδεσης με το σκελετό, τρίψτε τα δόντια και απολιπώστε με μονομερές μεθacrylate μετάβουλο πριν το μοντάζ και μετά την απολίπωση.
• Συμβουλεύστε τον ασθενή να υιοθετήσει τις αρχές της καθημερινής υγιεινής, να μην βουρτσίζει υπερβολικά και να αποφεύγει να βουρτσίζει με αλκαλικούς, όξινους διαλυτικούς υαλικούς και άλλα.
• Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσιές επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 12/22/2008. Κατά συνέπεια δεν διατίθεται Δελτίο Ασφάλειας Υλικού.
• Τα τυχόν σκόνη δόντια παράγον σκόνης που προκύπτουν ως "δημοσίως κλάσιφικαβη". Μην εισπνεύστε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία. Εφαρμόζονται οι κανόνες TLV/TWA.
• Καταστρέψτε τα υπολείμματα του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το προϊόν ή οι συσκευασίες του δεν περιλαμβάνονται στο κατάστημα Επικίνδυνων απορριμμάτων C.D. 2008/98/EC (14). Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή και είναι υποχρεωτική η καταστροφή του σύμφωνα με την οδηγία (ευρωπαϊκή καταγραφή των επικίνδυνων υλικών) n. 180103).
• Διατίθεται στα χρωματολόγια: A1-D4 / 1A-6D.

SV TÄNDER AV SYNTHETIKO POLYMER FÖR TANDPROTESER

• Bör förvaras på torr, ren och ljusskyddad plats.
• För att garantera en maximal adhesion av polymeren för protesbasen skall tanderna slipas och avfettas med monomeren före monteringen. Detta skall göras innan de monteras och efter att vaxet avlägsnats.
• Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstade sliter på tanderna samt att protesen inte skall lagras i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.
• Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och är i enlighet med direktiv 67/548/EEC och efterföljande. Det förekommer således inget SÄKERHETSdatablad.
• Vid polering uppstår damm som definieras "ej på annat sätt klassificerat". Undvik inandning och använd lämpliga skydd. TLV/TWA tillämpas.
• Avfall skall omhändertagas enligt lokala bestämmelser. Material och förpackningar finns inte uppräta i förteckningen över Farligt Avfall C.D. 2008/98/EC (14). Efter att materialet har kommit i kontakt med patienten förekommer infektionsrisk även efter att materialet omhändertagits. (Europeisk förteckning över Farligt Avfall n. 180103). Färdigt material i färgskalorna: A1-D4 / 1A-6D.

MAJOR DENTAL

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

MAJOR DENTAL

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

MAJOR DENTAL

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

MAJOR DENTAL

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

MAJOR DENTAL

• Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metilmetacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, e non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
• Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 12/22/2008 e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
• La finitura genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
• Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 2008/98/EC (14). Dopo il contatto con il paziente, il materiale è considerato a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
• Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.


COMBINATION CHART

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS. ANTERIORS AND POSTERIORS.



ARTIKULATIONS-TABELLE - TABLEAU D'ARTICULATION - TABLA DE ARTICULACION - TABELLA DI ARTICOLAZIONE - OVERSIGT OVER ARTIKULATION - ΠΥΡΕΝΤΑΥΛΛΥΚΚΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ - ARTICULATIETABEL - TABELA DE ARTICULAÇÃO - TABELL ÖVER LEDRÖRELSE

ANTERIORS		POSTERIORS		HA	T
UPPER	LOWER	L-CUSP	N-CUSP		
50	0/3	1/60	-	-	-
1/44	0/4 • 0/5	1/72	76N	-	T13
1/13	0/5	1/74	76N	A32	T13
1/47	0/8 • 0/6	1/72	77N	A33	T13
1/17	0/8 • 0/10	-	77N	A33	-
1/40	0/10 • 0/11	-	79N	A33	N79
1/49	0/10 • 0/11	-	79N	-	-
1/30	0/3	1/60	70N	-	-
56	0/0 • 0/4	1/65	76N	-	T13 • T11
58	0/6 • 0/53	1/72	76N	A32	T13 • T11
52	0/53 • 0/6	-	77N	A33	-
1/48	0/6	1/72	77N	A33	T13
1/37	0/8 • 0/10	-	79N	A33	T13
59	0/53 • 0/8	1/72	77N	A33	T13
1/20	0/3	1/60	70N	-	T11
1/32	0/0 • 0/4	1/65	70N	-	T11 • T13
1/35	0/6 • 0/53	1/72	77N	A32 • A33	T13
1/22	0/5 • 0/53	1/74	76N	A32	T13
1/25	0/8 • 0/53	-	77N	A32 • A33	T13
53	0/53 • 0/6	1/72	76N	A32	T13
1/27	0/10 • 0/11	-	79N	A33	-
62	0/11	-	79N	A33	-



MAJOR SUPER LUX® MOULD CHART

ISO 2212:2017 Type 1-2



Published 2024/04/24 Technical and High Anatomic







SALE FORMAT - VEKAUFSFORMAT - CONDITIONNEMENT SE SUMINISTRA EN - FORMATO DI VENDITA

A1 - D4	T3011 T3012 T3019	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28
1A - 6D	T3021 T3022 T3029	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28

UPPER ANTERIORS

LOWER ANTERIORS

UPPER AND LOWER POSTERIOR




CHOISE SYSTEM IN RELATION TO THE SIZE


AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU
 SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE
 METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA
 MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA
 MÅLING EFTER KROPPSBYGNINGEN
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
 MÊTINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIFIEKE VORMEN
 MEDIÇÃO SEGUNDO A ESTATURA
 MÅTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



L-CUSP POSTERIOR



N-CUSP POSTERIOR



TECHNICAL POSTERIOR



HIGH ANATOMIC POSTERIOR

