



Odontoemoción



fresas



FRESAS

By **Intensiv** specially for



FRESAS DIAMANTE

Bola


801 · Bola	ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	023	029
FG							
Grano Grueso	C Coarse	ML23401	ML23401-4	ML23401-6	ML23401-8	ML23401-A	ML23401-B
Grano Medio	M Medium	ML22903	ML21006	ML22905	ML21008	ML20210	ML20215
Grano Fino	F Fine	ML23455-2	ML23455-4	ML23455-6	ML23455	ML23456	ML23457



Fresas de diamante natural



FORMAS



LEYENDA

Símbolos			
Preparación de cavidades	Preparación de prótesis	Acabado de restauraciones	Angulación de la punta

Grano	Métrica
Coarse · Grueso	125 µm
Medium · Medio	80 µm
Fine · Fino	40 µm

Cono Invertido



805 · Cono invertido	ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
FG				
L (mm)		1,0	1,5	1,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23449	ML23449-1	ML23449-6
Grano Medio	M Medium	ML21027	ML20228	ML20229
Grano Fino	F Fine	ML23482-2	ML23482-4	ML23482-6





807 · Cono invertido largo	ISO Ø 1/10 mm	012	016	018
FG				
L (mm)		4,0	5,2	5,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23402-2	ML23402-6	ML23402-8
Grano Medio	M Medium	ML20243	ML20246	ML20247
Grano Fino	F Fine	ML23481-2	ML23481-4	ML23481-6



Pera



830 · Pera 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	3,0	3,0	3,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23404	ML23405
Grano Medio	M Medium	ML20305	ML21106
Grano Fino	F Fine	ML23483-0	ML23483-2
		ML23483-4	




830L · Pera larga 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	
L (mm)	4,2	4,5	
Grano Grueso	C Coarse	ML23405-L	ML23405-M
Grano Medio	M Medium	ML20300	ML20310
Grano Fino	F Fine	ML23462-2	ML23462-1



Cilíndricas


836 · Cilindro corto hombro paralelo 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	018
L (mm)	6,0	6,0	6,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23411-2	ML23411-6
Grano Medio	M Medium	ML20325	ML20326
Grano Fino	F Fine	ML23487-2	ML23487-4
		ML23487-8	



837 · Cilindro larga hombro paralelo 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23415	ML23416
Grano Medio	M Medium	ML20331	ML20332
Grano Fino	F Fine	ML23462-A	ML23462-B
		ML23462-C	



Cilíndricas


835KR · Cilindro corta-borde redondeado 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23412	ML23413
Grano Medio	M Medium	ML20321-0	ML20321-2
Grano Fino	F Fine	ML23484-0	ML23484-2
		ML23484-4	



835 · Cilindro corto 			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23409	ML23410
Grano Medio	M Medium	ML21117	ML21118
Grano Fino	F Fine	ML23486-0	ML23486-2
		ML23486-4	

837KR · Cilindro XL borde redondeado 		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23418
Grano Medio	M Medium	ML20332-K
Grano Fino	F Fine	ML23488-2
		ML23488-4



885 · Cilindro biselado 		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	7,5	7,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23444
Grano Medio	M Medium	ML20537
Grano Fino	F Fine	ML23485-2
		ML23485-4

Cilíndricas



881 · Cilindro redondeado				
ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23441	ML23442	ML23443
Grano Medio	M	ML20525	ML20526	ML20527
Grano Fino	F	ML23489-2	ML23489-4	ML23489-6

878 · Cilindro torpedo			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23437	ML23438
Grano Medio	M	ML20496	ML20497
Grano Fino	F	ML23475-2	ML23475-4



879 · Cilindro torpedo		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23438-D
Grano Medio	M	ML20506
Grano Fino	F	ML23476-2



Llama

862 · Llama cilindro		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23447-1
Grano Medio	M	ML20460
Grano Fino	F	ML23491



860 · Llama cilindro	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	012
L (mm)	5,0
Grano Grueso	C
Grano Media	M
Grano Fino	F

Torpedo

878K · Torpedo cónico				
ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23438-3	ML23438-K	ML23438-6
Grano Medio	M	ML20501	ML20502	ML20503
Grano Fino	F	ML23495-2	ML23495-4	ML23495-6



Cónicas

845 · Cónica corta

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23425-2
Grano Medio	M Medium	ML20358
Grano Fino	F Fine	ML23490-2



848 · Cónica larga

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23423-4
Grano Medio	M Medium	ML20380
Grano Fino	F Fine	ML23492-4



856 · Cónica redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23432-1
Grano Medio	M Medium	ML20423
Grano Fino	F Fine	ML23467



Lanza

852 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	6,0	6,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23430-A
Grano Medio	M Medium	ML20398
Grano Fino	F Fine	ML23464



859 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23434-0
Grano Medio	M Medium	ML20440
Grano Fino	F Fine	ML23472



955 · Lanza redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG		
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23446-B
Grano Medio	M Medium	ML20559-B
Grano Fino	F Fine	ML23496-B



▶ Balón de Rugby



368 · Football apuntada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	016	021	023
L (mm)	3,5	5,0	5,0
Grano Grueso	C	ML23402	ML23402-1
Grano Medio	M	ML20222	ML20212-1
Grano Fino	F	ML23452	ML23453-1



379 · Football redondeada		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	018	023
L (mm)	3,5	4,5
Grano Grueso	C	ML23448-8
Grano Medio	M	ML20249
Grano Fino	F	ML23451-8

▶ Rueda



909 · Rueda	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	039
L (mm)	1,3
Grano Grueso	C
Grano Medio	M
Grano Fino	F

▶ Freseros



- Esterilizable en frío.
- Capacidad para 12 fresas.

CA	ML26606
FG	ML26602

▶ Cajas desinfección de fresas

Azul	ML26619
Rosa	ML26619-R



Fresas de carburo de tungsteno

Las fresas de carburo de tungsteno Medicaline son instrumentos fabricados con máquinas de control numérico para ofrecer un alto estándar de calidad.

Han sido diseñados para la apertura y conformación de cavidades, así como para el acabado de restauraciones de composite y amalgama.


FG Nº4	001.314.014	ML23511	
FG Nº5	001.314.016	ML23513	
FG Nº8	001.314.023	ML23516	
CA Nº2	001.204.010	ML24407	
CA Nº3	001.204.012	ML24409	
CA Nº4	001.204.014	ML24411	
CA Nº5	001.204.016	ML24413	
CA Nº6	001.204.018	ML24414	
CA Nº7	001.204.021	ML24415	
CA Nº8	001.204.023	ML24416	
CA Nº37	010.204.014	ML24424	
FG Nº36	010.314.012	ML23523	
FG Nº329	237.314.006	ML23550	
FG Nº330	237.314.008	ML23551	
FG Nº331	237.314.010	ML23553	
FG Nº332	237.314.012	ML23555	
FG Nº331L	234.314.010	ML23554	
FG Nº332L	234.314.012	ML23556	
FG Nº333L	234.314.014	ML23558	



FG Nº57L	110.314.010	ML23530	
FG Nº169L	171.314.009	ML23536	
FG Nº170L	171.314.010	ML23538	
FG Nº700L	171.316.010	ML23571	
FG Nº1558	137.314.012	ML23592	
FG Nº701	168.314.012	ML23572	
CA Nº1171	194.204.012	ML24487	
FG Nº169	168.314.009	ML23535	
FG Nº170	168.314.010	ML23537	
FG Nº7901	495.314.009	ML23750	
CORTA CORONAS	139.314.012	ML24104	



Odontoemoción



www.medicaline.es

info@medicaline.es · 964 25 25 52

Pol. Ind. Ciudad del Transporte · C/ Luxemburgo, 75
12006 · Castellón · España

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental.