

incotrading

40
AÑOS

Ofertas Vigentes

Enero - Diciembre | 2026

Ofertas válidas hasta fin de año | Precios sin IVA

CATTANI

COMPRESORES
ASPIRACIÓN CATTANI
DESINFECCIÓN Y LAVADO
ASPIRACIÓN
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMPRESOR AC 600Q - 230V 50HZ MONOFÁSICO

CATTANI


Ref.: 1013550

~~15.170,40 €~~

9.830 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPRESOR AC 610Q - 230V 50HZ MONOFASICO CADCAM

CATTANI


Ref.: 1013555

~~16.146 €~~

10.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPRESOR AC 100

CATTANI

Ref.: 1013130

Dispone de promoción!
+ Ver más


~~3.381,79 €~~

2.080 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire para 1 equipo.

Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min y su nivel sonoro es de 70 dB (A).

COMPRESOR AC 100Q

CATTANI

Ref.: 1013150

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.149,61 – €

3.300 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado -
Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de
aire e insonorizado, para 1 equipo.
Dispone de las siguientes
características: motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8
A, un depósito de aire de 30 litros, un
caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min,
y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

COMPRESOR AC 200

CATTANI

Ref.: 1013230

Dispone de promoción!
+ Ver más


4.595,48 – €

2.950 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3
equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de
aire, para 2/3 equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A,
depósito de aire con una capacidad de
30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min
y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

COMPRESOR AC 200Q

CATTANI

Ref.: 1013250

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.747,62 – €

3.950 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado -
Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de
aire e insonorizado, para 2/3
equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A,
depósito de aire con una capacidad de
30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N
l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

COMPRESOR AC 300

CATTANI

Ref.: 1013330

Dispone de promoción!
+ Ver más


6.358,62 – €

3.610 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5
equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de
aire, para 4/5 equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A,
depósito de aire con una capacidad de
45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238
l/min y un nivel sonoro de 73.6 dB (A).

COMPRESOR AC 300Q

CATTANI

Ref.: 1013350

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.884,48 €

4.800 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado -
Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 4/5 equipos.
Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 65.3 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013430

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.767,24 €

6.360 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros -
Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230V 50Hz independientes, potencia total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013435

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.767,24 €

6.360 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros -
Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 400Q ? 230V 50HZ MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013451

15.000,08 €

8.870 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPRESOR AC 600 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013530

Dispone de promoción!
+ Ver más

13.175,48 €

7.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros -
Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013535

Dispone de promoción!
+ Ver más

13.175,48 €

7.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros -
Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 900 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013599

Dispone de promoción!
+ Ver más

19.928,65 €

13.810 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros -
Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos. Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

COMPRESOR AC 1200 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013595

Dispone de promoción!
+ Ver más

27.681,14 €

18.890 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros -
Para 20 equipos.



Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros con cuatro secadores de aire, para 20 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 6.5 kW - 15 A, depósito de aire de 300 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 952 l/min y un nivel sonoro de 81 dB (A).

COMPRESOR AC 1800 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013594

Dispone de promoción!
+ Ver más


41.094,86 €

27.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros - Para 25 equipos.



Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros con seis secadores de aire, para 25 equipos.

Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 9.75 kW - 22.6 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 1428 l/min y un nivel sonoro de 82.5 dB (A).

COMPRESOR AC 310 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013310

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.594,70 €

3.880 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.

Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10.2 A.

COMPRESOR AC 310 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013313

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.594,70 €

3.880 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.

Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

COMPRESOR AC310Q - 230V 50HZ CADCAM

CATTANI

Ref.: 1013355

8.259,45 €

5.735 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPRESOR AC 410 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013410

Dispone de promoción!
+ Ver más

11.324,91 €

7.340 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW – 15,4 A.

COMPRESOR AC 410 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013413

Dispone de promoción!
+ Ver más

11.324,91 €

7.340 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW – 7,2 A.

COMPRESOR AC 410Q - 230V 50HZ MONOFÁSICO CADCAM

CATTANI

Ref.: 1013455


Dispone de promoción!
+ Ver más

14.931 €

9.210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW – 20,4 A.

COMPRESOR AC 610 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013510

Dispone de promoción!
+ Ver más

13.672,76 €

8.770 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

COMPRESOR AC 610 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013513

Dispone de promoción!
+ Ver más

13.672,76 €

8.770 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

COMPRESOR AC 910 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013578

Dispone de promoción!
+ Ver más

23.153,52 €

14.960 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

CATTANI

Ref.: 1010800

2.697,54 €

2.005 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro. Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

TURBO JET 1 MOD INSONORIZADO

CATTANI

Ref.: 1026170

3.930,85 €

2.680 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBO JET 2 MODULAR INSONORIZADO

CATTANI

Ref.: 1026270

5.281,24 €

3.035 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBO JET 1

CATTANI

Ref.: 1026110

2.308,78 €

1.480 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica.

Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 2

CATTANI

Ref.: 1026210

3.788,78 €

2.410 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 e



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío.

Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente.
Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A.
Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

MICRO SMART 230V 50HZ

CATTANI

Ref.: 1035050

Dispone de promoción!
+ Ver más

4.187,49 €

2.620 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.390,62 – €

3.455 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035031

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.296,46 – €

3.600 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

MICRO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035030

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.848,91 – €

3.980 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035105

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.957,26 – €

3.905 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

TURBO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.003,75 -€

4.610 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

TURBO SMART TS

CATTANI

Ref.: 1035155

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.933 -€

4.560 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Gracias a su diseño innovador y mejoras en eficiencia, ahora ofrece una aspiración más potente con menor consumo energético y un funcionamiento más silencioso. Con características avanzadas como el filtro HEPA H14 de serie con silenciador integrado, conexiones rápidas y la posibilidad de instalación en paralelo (Tándem), la Turbo Smart **TS** es la elección ideal para clínicas que buscan rendimiento, comodidad y fiabilidad.

TURBO SMART TS CON SEPARADOR AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035165

Dispone de promoción!
+ Ver más

8.013,60 -€

5.260 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) con separador de amalgama.



Gracias a su diseño innovador y mejoras en eficiencia, ahora ofrece una aspiración más potente con menor consumo energético y un funcionamiento más silencioso. Con características avanzadas como el **filtro HEPA H14 de serie con silenciador integrado, conexiones rápidas y la posibilidad de instalación en paralelo (Tándem)**, la Turbo Smart **TS** es la elección ideal para clínicas que buscan rendimiento, comodidad y fiabilidad.

TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035121

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.767,32 -€

4.265 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

TURBO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035120

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.913,65 €

4.970 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A,. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

PASSWORD PARA TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035500


869,37 €

680 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.



Password para ampliación de Turbo Smart desde versión A a versión B. Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.700 l/min. La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente

TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1035130

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.567,55 €

4.715 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) -
Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART 2V CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135

Dispone de promoción!
+ Ver más

9.342,65 €

5.515 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) -
Hasta 4/5 equipos - Con separador de amal



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART HP

CATTANI

Ref.: 1035140

Dispone de promoción!
+ Ver más

11.173,85 €

7.055 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TURBO SMART HP CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035145

Dispone de promoción!
+ Ver más


12.584,13 €

8.030 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separador



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

INSONORIZACIÓN X INTERIOR MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1074301

3.144,98 €

2.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Micro Smart - Interior



INSONORIZACIÓN X EXTERIOR MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1074303

3.736,99 €

2.680 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CARCARA MICRO-SMART - INSONORIZACIÓN PLASTICA

CATTANI

Ref.: 1035010

315,02 – €

180 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSONORIZACIÓN X INTERIOR TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1074306

4.092,19 – €

2.910 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Turbo Smart - Interior



INSONORIZACIÓN X EXTERIOR TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1074304

3.566,79 – €

2.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ASPI JET 6

CATTANI

Ref.: 1010010

4.309,49 – €

2.870 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas.

Motor de inducción con una potencia de 0,4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min.

Su presión máxima de vacío es de 130 mbar.

Capacidad del vaso 4 litros.

ASPI JET 7

CATTANI

Ref.: 1010020

4.701,12 €

3.075 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ASPI JET 8

CATTANI

Ref.: 1010030

5.370,61 €

3.630 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ASPI JET 9

CATTANI

Ref.: 1010040

5.888,99 €

4.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera. Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A. Presión máxima de vacío: 130 mbar.

UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1020322

861,25 €

530 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

UNI-JET 75 CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020274

1.515,63 €

915 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

UNI-JET 75 2V

CATTANI

Ref.: 1020370

2.231,15 €

1.095 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 1 equipos.



Motor de anillos seco para 1 equipo, con doble ventola, para conseguir un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Potencia: 0,7KW - 5,3A. Caudal máximo: 1.330 l/min. Presión de trabajo: 270 mbar. Nivel sonoro: 64 dB(A).

UNI-JET 75 2V CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020386

2.700 €

1.740 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TECNO-JET

CATTANI

Ref.: 1020590

1.870,35 €

910 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TECNO-JET 2V

CATTANI

Ref.: 1020921

2.486,27 €

1.460 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 2 equipos.



Motor de anillos seco para 2 equipos, con doble ventola, se consigue un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Incluye válvula depresora. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 1.1 kW - 7.5A. Caudal máximo: 2.170 l/min. Presión de vacío: 200 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

ASPIRACIÓN SECA DRY SMART 2-75P

CATTANI

Ref.: 1072789

7.998,03 €

5.030 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ASPIRACIÓN SECA DRY SMART 3-75P

CATTANI

Ref.: 1072786

13.608 €

8.570 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 90° + GRUPO DRENAJE + AC45

CATTANI

Ref.: 1021002

593,68 €

380 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MINI SEPARADOR 180° + GRUPO DRENAJE + AC45

CATTANI

Ref.: 1021003

~~593,68 €~~

380 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BLOK JET SILENT 1

CATTANI

Ref.: 1073501

~~19.793,31 €~~

17.215 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 1-2 sillones - Sin separador
de ar



Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 1-2 sillones.
Aspiración Micro Smart y compresor AC
200.

BLOK JET SILENT 1 CON SEPARADOR ISO 6

CATTANI

Ref.: 1073500

~~22.031,64 €~~

17.345 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 1-2 sillones - Con
sepai



Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 1-2 sillones.
Aspiración Micro Smart con separador
de amalgama ISO6 y compresor AC
200.

BLOK JET SILENT 2

CATTANI

Ref.: 1073521

~~29.115,85 €~~

18.800 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 4-5 sillones - Sin separador
d



Cuarto de máquinas insonorizado
completo para 4-5 sillones.
Aspiración Turbo Smart B y compresor
AC 300.

BLOK JET SILENT 2 CON SEPARADOR ISO 18

CATTANI

Ref.: 1073520

~~25.111,25 €~~

19.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Con sepa!



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

SOPORTE DE CANULAS 0055 GRIS + SOPORTE EYECTOR SALIVA

CATTANI


Ref.: 1030050

~~649,99 €~~

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



EMBUDO

CATTANI

Ref.: 1040500

~~8,14 €~~

7,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Embudo autoclavable con función de escupidera.



Valido y adaptable a la manguera gruesa y fina, combinado con los filtros hepa, consigue la retirada de el germen en la nebulosa cerca del campo operatorio.

CÁNULA Nº9

CATTANI

Ref.: 1040230

~~16,89 €~~

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº9.



Cánulas quirúrgicas nº9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº10

CATTANI

Ref.: 1040240

~~16,89~~ €

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº10.



Cánulas quirúrgicas nº10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº11

CATTANI

Ref.: 1040260

~~16,89~~ €

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº11.



Cánulas de aspiración de alto volumen nº11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº17

CATTANI

Ref.: 1040250

~~16,89~~ €

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº20

CATTANI

Ref.: 1040255

~~16,89~~ €

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº20.



Cánulas de aspiración de alto volumen nº20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº21

CATTANI

Ref.: 1040257

~~16,89 €~~

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº21.



Cánulas quirúrgicas nº21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº22

CATTANI

Ref.: 1040258

~~16,89 €~~

14,70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº22.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

VÁLVULA DE CORTE MIGNON 04

CATTANI

Ref.: 1024150

~~191,76 €~~

135 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



VÁLVULA MOTORIZADA

CATTANI

Ref.: 1024300

~~467,15 €~~

320 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Válvula selectora para aspiración de polvo.



Válvula de corte para sistemas centralizados de aspiración de polvo. Necesita alimentación a 24V y contacto de activación desde un interruptor. Tiene salida a 24V una vez activada y contacto de activación libre de tensión para el sistema centralizado de aspiración.

VÁLVULA ESCUPIDERA

CATTANI

Ref.: 1021960

677,61 €

490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Válvula escupidera Cattani.



Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama.

SOPORTE DE CANULAS

0055 GRIS

CATTANI

Ref.: 1030031

581,75 €

330 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

SopORTE neumático 0055 gris



SOPORTE DE CANULAS

0055 GRIS + SOPORTE

JERINGA

CATTANI


Ref.: 1030056

658,14 €

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SOPORTE DE CANULAS

0055 GRIS + SOPORTE

EYECTOR SALIVA +

JERINGA

CATTANI


Ref.: 1030108

728 €

415 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BRAZO 2 SEGMENTOS X SOPORTE 0055

CATTANI

Ref.: 1040040

342,88 €

235 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BRAZO 3 SEGMENTOS SOP.CAN.0055

CATTANI

Ref.: 1040042

386,75 €

280 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DESINFECCIÓN MAGNOLIA

CATTANI

Ref.: KITMAGNOLIA

328,55 €

235 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Kit de desinfección Magnolia para CATTANI.

El kit desinfección Magnolia de Cattani está compuesto por 4 productos de limpieza y desinfección de alta eficacia:

- 74 x Puli-Jet Plus 2.0.
- 1 Botella de Eco - Jet Spray.
- 1 Bote de Eco - Jet Toallitas.
- 1 Caja Antiespumógenos.
- 1 Pulse Cleaner.

PULI JET PLUS 2.0

CATTANI

Ref.: 1060922

290,09 €

135 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.

Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.

PULI-JET CLASSIC (CAJA 4 BIDONES 5L)

CATTANI

Ref.: 1040715

290,09 €

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.



Detergente sanitizante y antioloros para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

PULSE CLEANER

CATTANI

Ref.: 1040720

125,12 €

73,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales. Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

ANTIESPUMÓGENO DESINFECTANTE

CATTANI

Ref.: 1040826

666 €

405 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.

ANTIESPUMÓGENO SANITIZANTE

CATTANI

Ref.: 1040786

666 €

405 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ECO-JET 1 TOALLITAS

CATTANI

Ref.: 1040771

~~96,55~~ €

48 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas. Caja de 6 botes con 160 toallitas cada



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.

ECO-JET 1 SPRAY

CATTANI

Ref.: 1040745

~~60,12~~ €

39,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

AC NET - LIMPIADOR CAMARA AUTOCLAVE

CATTANI

Ref.: 1040807

~~102,38~~ €

73,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Detergente para el acero del interior del autoclave.



LUBRI JET GOTAS

CATTANI

Ref.: 1040727

~~35,49~~ €

22 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lubricante silicónico para juntas e instrumental quirúrgico



LUBRI JET SPRAY (4

X150 ML)

CATTANI

Ref.: 1040737

~~84,37 €~~

50,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MONO-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050050

~~2.096,26 €~~

1.565 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspirera deben pedirse a parte.

ASPI-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050010

~~2.632,50 €~~

1.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor esta protegido con una pastilla térmica.

Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

BLOK-JET LAB 16 (2 MAXI-JET 2S + C82 CON INVERTER)

CATTANI

Ref.: 1020902

~~27.157,08 €~~

19.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BLOK JET LAB 20 (2 UNI JET 501 + C82 CON INVERTER)

CATTANI

Ref.: 1072804

41.513,85 €

25.950 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BLOK JET LAB 7 (2 MEDIO JET + C82 CON INVERTER)

CATTANI

Ref.: 1072798

24.457,81 €

15.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BLOK JET LAB 30 (2 UNI JET 1000 + C82 CON INVERTER)

CATTANI

Ref.: 1072805

53.347,89 €

31.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SEPARADOR DE POLVO 75L CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA

CATTANI

Ref.: 1091064

8.912,47 €

5.765 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BLOK JET LAB 50 (2 UNI JET 2200 + C82 CON INVERTER)

CATTANI

Ref.: 1072807

79.551,99 €

55.790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SEPARADOR DE POLVO 35L CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA

CATTANI


Ref.: 1091040

7.030,99 €

4.410 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR BOLSA FILTRO D.30

CATTANI

Ref.: 1050100

172,25 €

99,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR BOLSA- FILTRO D.40

CATTANI

Ref.: 1050110


172,25 €

99,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas.



Contenedor bolsa-filtro para bolsas de papel (1050180) o microfibra (1050199). Se recomienda poner una bolsa por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.

ASPILLERA CLÁSICA

CATTANI

Ref.: 1050120

191,76 €

115,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aspillera D.30.



Aspillera clásica con conexión a banco de trabajo.
Compatible con cualquier tipo de encimera.

CIRCUITIR WIFI AC 4000 - CONECTIVIDAD REMOTA PARA COMPRESORES

CATTANI

Ref.: 1070770

900 €

490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT RECAMBIO COLECTOR Y MANGUERAS

CATTANI

Ref.: 1200874

223,36 €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.



Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de sólidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16. Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.

VALVULA RETENCION PARA COMPRESOR ANTIRRETORNO

CATTANI

Ref.: 1169832

75,94 €

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



BOMBA COMPLETA PARA GRUPO DRENAJE CONTINUO

CATTANI

Ref.: 1020931

~~267,88 €~~

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ADAPTADOR ASPIRASALIVA Nº15

CATTANI

Ref.: 1040515

~~10,24 €~~

6,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ADAPTADOR DE 11 A 16

CATTANI

Ref.: 1040520

~~5,11 €~~

3,10 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



VENTILADOR PARA CENTRALITAS MICRO- SMART Y TURBO-SMART

CATTANI


Ref.: 1186485

~~204,14 €~~

155 €


Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



VALVULA TERMOSTATICA TURBO SMART

CATTANI
Ref.: 1160641



270,12 -€

215 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

VALVULA TERMOSTATICA MICRO SMART

CATTANI
Ref.: 1222472



232,02 -€

180 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

DOTACIÓN TURBO SMART - KIT TUBOS Y SILENCIADOR

CATTANI
Ref.: 1041111



233,15 -€

175 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

DOTACIÓN MICRO SMART - KIT TUBOS Y SILENCIADOR

CATTANI
Ref.: 1041160



272,97 -€

195 €

Válido hasta: fin de año
[Ver en web >](#)

CARTUCHO DE RECAMBIO FILTRO HEPA H14 TURBO SMART TS

CATTANI


Ref.: 1160539

247,08 €

115 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ANUAL MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1900100

107,73 €

95 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1900101

122,85 €

105 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ISO 4 X TURBO JET 1

CATTANI

Ref.: 1900102

168 €

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ISO 6 X MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1900103

432,81 –€

330 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ISO 18 X TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1900104

235,10 –€

180 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA TURBO JET 1 (NO CENTRIFUGA)

CATTANI

Ref.: 1900105

278,25 –€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT RECAMBIO VENTOLA TURBO JET 1 Y 2 SIN ISO 4

CATTANI


Ref.: 1041152

183,74 –€

155 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT RECAMBIO VENTOLA TURBO JET 1 CON SEPARADOR ISO 4

CATTANI


Ref.: 1041172

248,45 –€

195 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA TURBO JET 2

CATTANI

Ref.: 1900106

542,19 –€

405 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1900107

466,20 –€

335 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1900108

467,25 –€

310 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1900109

456,75 –€

335 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1900110

488,25 –€

365 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT REPARACIÓN COMPLETA TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1900111

509,25 –€

395 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI JET 75 2V 230/400V 85HZ D.40 X TS 2V

CATTANI

Ref.: 1019164

1.734,50 –€

1.420 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT UNI JET 25 1,2 + SOPORTE MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1017519

945 €

780 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR ISO 4 - TURBO-JET 1

CATTANI

Ref.: 1043133

54,72 €

52 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1.

Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 6 - MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1043132

60,76 €

52 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube.

Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 18 - TURBO-SMART

CATTANI

Ref.: 1043135

60,76 €

52 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V.

Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

TUBO ESPIRAL D.50 - TUBO ASPIRACIÓN DOTACION TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1041048

~~68,25~~ €

35 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO HEPA H14 C1 - X TURBO JET 1-2 Y UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1042010

~~490,51~~ €

295 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para Turbo Jet 1/2 y Uni-Jet 75.



Filtro especial instalado en la salida de aire expulsado por la máquina de aspiración.

Compuesto por un filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad.

FILTRO HEPA H14 C6 - X MICRO Y TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1042090

~~835,08~~ €

685 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para aspiraciones dentales.



Los filtros de esta clase son útiles, por ejemplo, para producir aire limpio en quirófanos, laboratorios o plantas de producción de chips de computadora. Los filtros H14 se pueden usar para filtrar todos tipos de partículas contaminantes (virus y bacterias incluidos).

CARTUCHO FILTRO HEPA H14 C6

CATTANI

Ref.: 1160540

~~246,95~~ €

215 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6.



Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6 de aspiración.

Se reemplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad (opcional).

VÁLVULA DE FONDO DE LÍNEA

CATTANI

Ref.: 1203770

145,03 €

99,75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración. Además mejora la eficiencia del sistema y permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada.

VALVULA UNIDIRECCIONAL D=32/32

CATTANI

Ref.: 1191282

123,26 €

110 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PANEL DE CONTROL MICRO SMART POST-2015

CATTANI

Ref.: 1181642

476,07 €

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO AC56 SENSOR AMALGAMA ISO 4 X TURBO JET

CATTANI


Ref.: 1180996

221,13 €

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO + FILTRO INVERTER MICRO SMART PRE-2015

CATTANI


Ref.: 1181281

273,49 €

250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER MICRO SMART POST- 2015

CATTANI


Ref.: 1023768

2.464,36 €

1.630 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER MICRO SMART CUBE

CATTANI


Ref.: 1023777

2.464,36 €

1.630 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER TURBO SMART PANEL INTERNO

CATTANI

Ref.: 1023785

2.735,02 €

2.130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER TURBO SMART PANEL EXTERNO


CATTANI
Ref.: 1023751

2.735,02 €

2.130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER TURBO SMART CUBE


CATTANI
Ref.: 1023767

3.280,91 €

2.130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO AC86-C SENSOR AMALGAMA ISO 6 X MICRO SMART

CATTANI
Ref.: 1181159

477,71 €

135 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO AC86 SENSOR AMALGAMA ISO 18 X TURBO SMART PRE-2015

CATTANI
Ref.: 1180969

140,31 €

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO AC48-C 24A

TURBO JET

CATTANI


Ref.: 1181170

623,13 €

555 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CIRCUITO + FILTRO

INVERTER MICRO

SMART/CUBE POST-2015

CATTANI


Ref.: 1181287

285,68 €

260 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CENTRAL+INVERTER

MICRO SMART PRE-2015

CATTANI

Ref.: 1023771


2.464,36 €

1.630 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

INVERTER



TUBO CONEXIÓN

CENTRIFUGA - UNI-JET X

TURBO SMART

CATTANI


Ref.: 1230206

422,58 €

79 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO CONEXIÓN CENTRIFUGA - UNI-JET PARA TURBO SMART 2V - 60CM

CATTANI


Ref.: 1230212

132,15 €

110,25 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI-JET 40 PARA MICRO SMART

CATTANI


Ref.: 1014057

942,95 €

765 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



UNI-JET 75 X TURBO SMART

CATTANI


Ref.: 1015646

1.078,74 €

790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO CONEXIÓN CENTRIFUGA - UNI-JET X TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1230207

126,79 €

85 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PANEL DE CONTROL MICRO SMART CUBE

CATTANI


Ref.: 1181637

475,78 €

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO MED. D.11 - PARA DESAGÜE MICRO SMART SIN SEPARADOR ISO6

CATTANI

Ref.: 1041402

18 €

18 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO MED D.17.5 - DESCARGA MICRO SMART CON ISO 6 Y TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1041422

13,65 €

12,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 900 CON HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC900H14

1.582,69 €

960 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT ANUAL AC 100 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC100H14

269,17 €

140 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con filtro HEPA H14.



El **kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani** está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300.

Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.

KIT ANUAL AC 200 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC200H14

331,28 €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

KIT ANUAL AC 300 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC300H14

393,38 €

199 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 100 +

CATTANI

Ref.: KIT5AC100H14

455,50 €

320 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 200 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC200H14

538,30 €

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 300 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC300H14

634,94 €

390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 400 3F CON HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC400H14

999,71 €

600 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 600 3F CON HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC600H14

1.055,12 €

640 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO HEPA H14 AC X SECADOR CATTANI

CATTANI

Ref.: 1168523

387,31 €

85 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para compresor Cattani.



FILTRO
STANDARD
1168563



FILTRO
HEPA H14
1168523

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) Cattani con eficiencia H14 según la normativa EN 1822 están diseñados para reducir los riesgos de contaminación del aire aspirado y comprimido.

PRESOSTATO PARA COMPRESOR CATTANI

CATTANI

Ref.: 1189903

267,88 €

165 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ELECTROVALVULA DESCARGA SECADOR 220V

CATTANI

Ref.: 1189320

279,81 €

235 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO STANDARD PISTÓN CATTANI

CATTANI

Ref.: 1168563

87,03 €

55 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FILTRO
STANDARD
1168563



FILTRO
HEPA H14
1168523

RADIADOR COMPLETO

AC 100 - AC 200

CATTANI


Ref.: 1169134

522,12 €

465 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



RADIADOR COMPLETO

AC 300

CATTANI

Ref.: 1169121

746,82 €

650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

20MF X AC 100

CATTANI

Ref.: 1189146

57,69 €

42 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

40MF X AC 200

CATTANI


Ref.: 1189147

76,90 €

52,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT CONDENSADOR

55MF X AC 300

CATTANI

Ref.: 1189137

107,37 €

68,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO SILICONA D.11 GRIS (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040904

34,48 €

22,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO SILICONA D.11 BLANCO (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040901

34,48 €

22,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO SILICONA D.16 GRIS (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040869

34,48 €

22,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO SILICONA D.16 BLANCO (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040871

~~34,48 €~~

22,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.20 GRIS (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040950

~~20,46 €~~

9,90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25 GRIS (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040990

~~35,84 €~~

17,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25 BLANCO (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040965

~~35,84 €~~

17,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.25 NEGRO (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1040970

~~35,84 €~~

17,30 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.30 GRIS (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1041020

~~35,84 €~~

19,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO ESPIRAL D.30 NEGRO (PRECIO POR METRO)

CATTANI

Ref.: 1041010

~~35,84 €~~

19,50 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TUBO CALORICO D.50 X EXPULSIÓN TURBO- SMART (1 METRO)

CATTANI

Ref.: 1230111

~~426,25 €~~

110,25 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MOCOM

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
CLÍNICA
DESINFECCIÓN Y LAVADO
RADIOLOGÍA
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

AUTOCLAVE B CLASSIC 17 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM10000

~~5.855 €~~

3.885 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B CLASSIC 22 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM11000

~~7.360 €~~

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B CLASSIC 28 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM12000

~~7.478,40 €~~

4.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Una solución versátil: eficaz y esencial.



AUTOCLAVE B FUTURA 17 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM20000

6.721,54 €

4.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE B FUTURA 22 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM21000

7.990 €

4.660 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE B FUTURA 28 LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM22000

9.990 €

5.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tecnología de altas prestaciones:
funcional y flexible.



AUTOCLAVE SUPREME 17LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM40000

9.915 €

5.880 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



AUTOCLAVE SUPREME 22LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM41000

10.800 €

6.080 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



AUTOCLAVE SUPREME 28LTS NEW

MOCOM

Ref.: 7AM42000

12.475 €

7.025 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Esterilización al máximo nivel:
prestaciones y sostenibilidad.



PURE 500 DESMINERALIZADOR FUTURA/CLASSIC

MOCOM

Ref.: M7C200011

2.085,19 €

1.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pure 500 es un aparato pensado para la
desmineralización del agua potable de la



PURE 100 DESMINERALIZADOR FUTURA/CLASSIC

MOCOM

Ref.: M7C200010

4.118,31 €

490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pure 100 es un aparato pensado para la
desmineralización del agua potable de la
red hídric
automáti



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

SELLADORA MILLSEAL EVO AUTOMATICA

MOCOM

Ref.: M7B210001

2.446,32 €

1.330 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Selladora Automática Millseal+ de la marca Mocom.



Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

SELLADORA MILLSEAL PLUS MANUAL

MOCOM

Ref.: WCMY00A0000


737,91 €

460 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Selladora Manual Millseal+ de la marca Mocom.



Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y rollos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.

SELLADORA MILLSEAL ROLLING CON IMPRESORA

MOCOM

Ref.: M7B240001

3.885,27 €

1.890 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Termoselladora de arrastre automático Millseal Rolling de Mocom, con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

KIT TRAZABILIDAD AUTOCLAVES

MOCOM

Ref.: KITMYTRACE

995 €

665 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

SOFTWARE MY TRACE

CEFLA

MOCOM

Ref.: 7D200022

790 €

690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

IMPRESORA STANDARD FUTURA/CLASSIC/SUPREME NEW

MOCOM

Ref.: 7D200050

450 €

350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Impresora para poder finalizar el proceso de esterilización realizado con el aut



TETHYS H10 PLUS

MOCOM

Ref.: M7E200300

7.040 €

4.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Tethys H10 Plus sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases que prec reduce el trabajo



Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

TETHYS D60 TERMODESINFECTADOR A CON SECADO FORZADO

MOCOM

Ref.: 7EK00001

16.910 €

13.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

La higiene en el centro de la escena.



TETHYS T45 TERMODESINFECTADOR A CON SECADO ESTATICO

MOCOM

Ref.: 7EK00003

10.900 €

9.775 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

La higiene en el centro de la escena.



HMD ACCESORIO LAVADO PIEZAS DE MANO

MOCOM

Ref.: M7E200301

1.070,69 €

900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Accesorio para la termodesinfección de piezas de mano en Tethys H10 Plus.



Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

KIT AUTOCLAVE CLASSIC22LTS +SELLADORA MILLSEAL PLUS

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC22/MILLSEA

8.097,91 €

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE CLASSIC22LTS +PURE 100

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC22/PURE100

8.478,31 €

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE CLASSIC22LTS +THALYA

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC22/THALYA

~~9.944,79 €~~

5.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE CLASSIC28LTS +SELLADORA MILLSEAL PLUS

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC28/MILLSEA

~~8.245,91 €~~

4.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE CLASSIC28LTS +PURE 100

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC28/PURE100

~~8.596,31 €~~

4.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE CLASSIC28LTS +THALYA

MOCOM

Ref.: KITCLASSIC28/THALYA

~~10.062,79 €~~

5.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE FUTURA 22LTS +SELLADORA MILLSEAL PLUS

MOCOM

Ref.: KITFUTURA22/MILLSEA

~~8.727,91 €~~

4.660 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE FUTURA 22LTS + THALYA

MOCOM

Ref.: KITFUTURA22/THALYA

~~10.574,79 €~~

5.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE FUTURA 28LTS +SELLADORA MILLSEAL PLUS

MOCOM

Ref.: KITFUTURA28/MILLSEA

~~10.727,91 €~~

5.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT AUTOCLAVE FUTURA 28LTS +THALYA

MOCOM

Ref.: KITFUTURA28/THALYA

~~12.574,79 €~~

6.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT AUTOCLAVE
SUPREME
22LTS+SELLADORA
MILLSEAL PLUS**

MOCOM

Ref.: KITSUPREME22/MILLSEA

~~11.537,91 €~~

6.350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT AUTOCLAVE
SUPREME
22LTS+THALYA**

MOCOM

Ref.: KITSUPREME22/THALYA

~~13.384,79 €~~

7.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT AUTOCLAVE
SUPREME
28LTS+SELLADORA
MILLSEAL PLUS**

MOCOM

Ref.: KITSUPREME28/MILLSEA

~~13.212,91 €~~

7.250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**KIT AUTOCLAVE
SUPREME
28LTS+THALYA**

MOCOM

Ref.: KITSUPREME28/THALYA

~~15.059,79 €~~

8.590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT TETHYS H10 PLUS+ HMD ACCESORIO LAVADO

MOCOM

Ref.: KITTETHYSH10PLUS/HMD

~~8.110,69 €~~

4.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



THALYA

MOCOM

Ref.: 7G100000

~~2.584,79 €~~

2.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Thalya es una nueva aliada para el mantenimiento de los instrumentos giratorios



THALYA PLUS LIMPIEZA, LUBRICACION Y DESINFECCION

MOCOM

Ref.: 7G200000

~~4.812,68 €~~

3.690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Thalya PLUS tiene el objetivo de automatizar el mantenimiento de los dispositivos



DETERGENTE TETHYCLEAN X 3L PARA TETHYS X UNIDAD

MOCOM

Ref.: 97190044

~~88,92 €~~

88 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Detergente desinfectante para Tethys H10 Plus.



IRAY 70 RX INTRAORAL RODANTE

MOCOM

Ref.: 706T0053

~~4.315,19 €~~

3.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



IRAY INTRAORAL DC

MOCOM

Ref.: 706T0003

~~3.945,31 €~~

2.550 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC 17/22 LITROS

MOCOM

Ref.: 95509167

~~130 €~~

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC FUTURA 28LTS

MOCOM

Ref.: 95509168

~~148 €~~

140 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO 3

AÑOS TETHYS H10

MOCOM

Ref.: 95509186

153-€

135 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



KIT MANTENIMIENTO

ANUAL TETHYS

MOCOM

Ref.: 95509201


263,68-€

250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



KIT MANTENIMIENTO

BOMBA HX10P3 CLASSIC

2019

MOCOM

Ref.: 95509215

392,06-€

365 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO

COMPLETO EVO 10

MOCOM

Ref.: 97740188

603-€

575 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO BOMBA H5P3

MOCOM


Ref.: 95509213

328,60 €

325 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MECTRON

PROFILAXIS
FOTOPOLIMERIZACIÓN
CIRUGÍA PIEZOELECTRICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05020015008

6.150 €

5.150 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Aeropolizador y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBI TOUCH PERIO + CARRO UNIVERSAL E

MECTRON

Ref.: 05020015008K

8.790 €

5.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.



Combi Touch Perio + Carro universal EAA.

Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

MICROPIEZO S PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05080013

1.863,89 €

995 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.



Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

MULTIPIEZO

MECTRON

Ref.: 05060023

3.920 €

2.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos. Extracciones menos invasivas.



Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

COMPACT PIEZO LED PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05090008

1.369,66 €

1.160 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



COMPACT PIEZO P2K PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05090003

850 €

695 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



STARJET BASIC KAVO AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075005

1.517,82 €

990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

STARJET PERIO KAVO AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075007

1.755,85 €

1.290 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

DB2 INSERT PREPARACION CORONA PIEZOSURGERY

MECTRON

Ref.: 03570002

148 €

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P1

MECTRON

Ref.: 03290001

99,74 €

78 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P4

MECTRON

Ref.: 03290004

~~93,69~~ €

81 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P11

MECTRON

Ref.: 03350002

~~136~~ €

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT ME1

MECTRON

Ref.: 03130001

~~131,60~~ €

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.

INSERT ME2

MECTRON

Ref.: 03130002

~~131,60~~ €

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones

INSERT ME3

MECTRON

Ref.: 03130003

131,60 €

120 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones.

INSERT TIP S1

MECTRON

Ref.: 03280001

77,56 €

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

INSERT TIP S2

MECTRON

Ref.: 03280002

77,56 €

70 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdientales y las superficies posteriores

INSERT TIP S6

MECTRON

Ref.: 03280006

100,75 €

90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Punta S6: punta de alta efectividad por su ligera angulación respecto a su dirección de inserción que dota a la vibración ultrasónica de una amplitud el doble de grande. Gracias a esta elevada potencia está aconsejada para la destrucción rápida de grandes áreas de cálculo dental.

INSERT TIP P3

MECTRON

Ref.: 03290003

~~123 €~~

115 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingiv



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

INSERT TIP S1-SLIM

MECTRON

Ref.: 02960009

~~90,69 €~~

80 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.



Cureta universal delgada ligeramente triangular. Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

INSERT TIP P12

MECTRON

Ref.: 03350003

~~136 €~~

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P13

MECTRON

Ref.: 03350004

~~135 €~~

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P14

MECTRON

Ref.: 03350005

136 €

122 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT TIP P15

MECTRON

Ref.: 03080006

149,14 €

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones supragingivales y subgingivales, y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores.

INSERT TIP P16L

MECTRON

Ref.: 03080008

149,14 €

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

INSERT TIP P16R

MECTRON

Ref.: 03080007

149,14 €

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

KIT PREPARACION

CORONAS

MECTRON

Ref.: 02160009

~~212,37 €~~

195 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SET SCALER DE LIMPIEZA DE IMPLANTES

MECTRON

Ref.: 02160033

~~195,63 €~~

185 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Set scaler para la limpieza de implantes.



El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan en la limpieza de implantes. Estos insertos permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso la región posterior. Ambos accesorios son esterilizable y reutilizables, la punta IC1 es ajustable en la base ICS.

DB1 INSERT PREPARACION CORONA SCALING

MECTRON

Ref.: 03570001

~~148 €~~

130 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto de tallado.



PUNTA SUBGINGIVAL PERIO TIP 40U STARJET

MECTRON


Ref.: 02900120

~~122,77 €~~

115 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CARRO E UNIVERSAL CON CONEXIONES ELECTRICAS

MECTRON

Ref.: 03540011

940 €

810 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Carro universal preparado para tu equipo de profilaxis.



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.

PIEZA DE MANO DETARTRADOR GRIS

MECTRON

Ref.: 03120016

750 €

475 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano de ultrasonidos gris.



PIEZA DE MANO SLIM COMBI/MULTIPIEZO/MICR OPIEZO

MECTRON

Ref.: 03120238

871,69 €

840 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano ligera.

Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera ¡tan solo 55 kg!, con luz LED circular incorporada.



POLVO PULIDOR GLYCINE-PROPHYLAXIS SENSITIVE PACK 2

BOTES 160 GR

MECTRON

Ref.: 03140021

99,19 €

65 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival

Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.

Presentación: 2 botes de 160 g.



PROPHYLAXIS POWDER SOFT M SABOR MENTA X 4 UNIDADES

MECTRON

Ref.: 03140026

142 €

99 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe:



PROPHYLAXIS POWDER SOFT L SABOR LIMON X 4 UNIDADES

MECTRON

Ref.: 03140030

142 €

99 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe:



STARLIGHT UNO AMARILLO

MECTRON

Ref.: 05100095

650 €

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO AZUL

MECTRON

Ref.: 05100096

650 €

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO

BLANCA

MECTRON

Ref.: 05100092

650-€

450-€

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO BLANCO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100083

780-€

599-€

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm².

STARLIGHT UNO GRIS

MECTRON

Ref.: 05100093

650-€

450-€

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO LILA

MECTRON

Ref.: 05100097

650-€

450-€

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO VERDE TURQUESA

MECTRON

Ref.: 05100094

650-€

450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO AMARILLO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100085

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO PLATA BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100087

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO NEGRO MATE

MECTRON

Ref.: 05100086

780-€

599 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PIEZOSURGERY WHITE KIT

MECTRON

Ref.: 05120063PM

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.198,78 €

4.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.



Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

KIT PIEZA DE MANO DRILL MT BONE + KIT A + IM1S

MECTRON

Ref.: KITAMTBONEPM

3.912 €

3.150 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT PIEZA DE MANO DRILL MT BONE + KIT B + IM1S

MECTRON

Ref.: KITBMTBONEPM

3.912 €

3.150 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP3A

MECTRON

Ref.: 03380011

142 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL1

MECTRON

Ref.: 03390001

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL2

MECTRON

Ref.: 03390002

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EL3

MECTRON

Ref.: 03390003

~~106,80 €~~

96 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EX2

MECTRON

Ref.: 03400002

~~160 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EX3

MECTRON

Ref.: 03400003

~~160 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT5-B

MECTRON


Ref.: 03370010

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP6

MECTRON


Ref.: 03380006

~~190 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EX1

MECTRON

Ref.: 03400001

~~160 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP5A

MECTRON


Ref.: 03380012

~~190 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT5

MECTRON


Ref.: 03370005

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT6

MECTRON

Ref.: 03370006

~~140 €~~

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT5-A

MECTRON


Ref.: 03370009

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT7 A

MECTRON


Ref.: 03370011

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT9

MECTRON

Ref.: 03370016

~~234 €~~

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL1

MECTRON


Ref.: 03370026

~~197 €~~

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL2

MECTRON

Ref.: 03370027

~~234 €~~

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL3

MECTRON

Ref.: 03370028

~~234 €~~

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP5

MECTRON


Ref.: 03380005

~~190 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PR1

MECTRON

Ref.: 03390004

~~166 €~~

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT SLS

MECTRON

Ref.: 03390006

~~148 €~~

132 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT SLE1

MECTRON

Ref.: 03390007

~~200 €~~

185 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT SLE2

MECTRON


Ref.: 03390008

~~200 €~~

185 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PIEZODRILL SET BASICO MARCAS D A

MECTRON

Ref.: 01520027

~~4.326 €~~

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PIEZODRILL SET BASIC - DEPTH MARKS B

MECTRON


Ref.: 01520028

~~4.326 €~~

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP1

MECTRON

Ref.: 03380001

142 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT A PIEZODRILL+INSERT IM1S

MECTRON

Ref.: KITAMTBONEINSERTS

4.536 €

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

2º KIT (A o B) + INSERT IM1S.



KIT B PIEZODRILL+INSERT IM1S

MECTRON

Ref.: KITBMTBONEINSERTS

4.536 €

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

2º KIT (A o B) + INSERT IM1S.



KIT EXTRACCION PIEZOSURGERY

MECTRON


Ref.: 01520003

640 €

610 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT1

MECTRON


Ref.: 03370001

197 €

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT11

MECTRON

Ref.: 03370019

228 €

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT13

MECTRON

Ref.: 03370022

234 €

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT14

MECTRON

Ref.: 03370023

234 €

210 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PR2

MECTRON

Ref.: 03390005

166 €

145 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP2

MECTRON


Ref.: 03380002

442 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP3

MECTRON


Ref.: 03380003

442 €

128 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OP4

MECTRON

Ref.: 03380004

490 €

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT OT7

MECTRON

Ref.: 03370007


197 €

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

INSERT OT7 S3

MECTRON

Ref.: 03370015


245 €

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para osteotomía.



Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.

INSERT OT7 S4

MECTRON

Ref.: 03370014


245 €

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.

INSERT OT8L

MECTRON

Ref.: 03370013

197 €

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.



Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.

INSERT OT8R

MECTRON

Ref.: 03370012

197-€

175 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula. – Injerto de bloque de hueso.

INSERT OT12

MECTRON

Ref.: 03370020

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Insertos para osteotomía.



INSERT OT12S

MECTRON

Ref.: 03370021


228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricas estándar quirúrgicas



je

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

INSERT EXL-1

MECTRON

Ref.: 03400008

197-€

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

El elevador EXL1 es muy versátil y permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radicular al mismo tiempo.



INSERT EXL-2

MECTRON

Ref.: 03400009

~~197 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EXL-3

MECTRON

Ref.: 03400010

~~197 €~~

170 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT EXP3-L

MECTRON

Ref.: 03400005


~~228 €~~

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para explantación.



INSERT EXP3-R

MECTRON

Ref.: 03400004

~~228 €~~

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para explantación.



INSERT EXP4-L

MECTRON

Ref.: 03400007

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para explantación.



INSERT EXP4-R

MECTRON

Ref.: 03400006

228-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Inserto para explantación.



INSERT PL0419

MECTRON

Ref.: 03370030

225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL0527

MECTRON

Ref.: 03370031

225-€

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL0631

MECTRON

Ref.: 03370032

~~225 €~~

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INSERT PL0719

MECTRON

Ref.: 03370033

~~225 €~~

205 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DE 5 INSERTOS IC1 LIMPIEZA IMPLANTES PIEZO Y SCALER

MECTRON

Ref.: 02900112

~~130 €~~

125 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT ELEVACION SENO VIA CRESTAL

MECTRON

Ref.: 01520026

~~885 €~~

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DE EXPLANTACION

MECTRON

Ref.: 01520021


812 €

790 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainseros de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:

EXP3-L
EXP3-R
EXP4-L
EXP4-R

KIT EXTRACCION TERCER MOLAR

MECTRON

Ref.: 01520025

795 €

770 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Kit de extracción del tercer molar



KIT OSTEOTOMIA

MECTRON

Ref.: 01520010

886 €

870 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Conjunto de insertos para osteotomía.



Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.

KIT PERIODONTAL X PIEZOSURGERY

MECTRON


Ref.: 01520004

615,04 €

590 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT DE RESECCION

PERIO

MECTRON


Ref.: 01520022

1.130 €

1.090 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT RETRO QUIRURGICO (NUEVO)

MECTRON


Ref.: 01520005

763 €

745 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT SINUS LIFT

MECTRON

Ref.: 01520002

708 €

695 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT SINUS LIFT LATERAL

MECTRON


Ref.: 01520023

757 €

740 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SET LIMPIEZA DE IMPLANTES X PIEZOSURGERY

MECTRON

Ref.: 01520020

191 €

185 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

MEDENCY

LASER
CLÍNICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

PRIMO LASER DENTAL 980NM-10W

MEDENCY

Ref.: LAMED0022

7.269,60 €

6.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda de 980nm y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.

TRIPLO LÁSER DENTAL MULTI-WAVES

MEDENCY

Ref.: LAMED0093

10.389,60 €

9.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Láser dental a diodo con tres longitudes de onda.



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

DIRECTO PIEZA DE MANO BIOESTIMULACION

MEDENCY

Ref.: MEDHAT02

1.270-€

990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Directo pieza de mano bioestimulación Primo



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm. Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

GAFAS DE PROTECCION LASER PRIMO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE01

390-€

330 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



GAFAS DE PROTECCION LASER TRIPLO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE03

420-€

365 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MALETA DE METAL CON LOGO MEDENCY Y PARTES INTERIORES PERFILADAS

MEDENCY

Ref.: MEDCAS01

240-€

190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Maletín de transporte de la marca Medency para láser.



PIEZA DE MANO BLANQUEAMIENTO HEMIARCADA

MEDENCY

Ref.: MEDWIT01S

440-€

425 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para blanqueamiento
hemiarcada.



PIEZA DE MANO PARA BIOESTIMULACIÓN FIBRA DE 8MM

MEDENCY

Ref.: MEDBIO01

455-€

395 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para
bioestimulación. Con una fibra de 8mm
de diámetro.

PIEZA DE MANO TIPO CAMPANA PARA ATM

MEDENCY

Ref.: MEDBEL01

545-€

490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM.
Accesorio para Primo láser de diodo.

PUNTAS ENDODONCIA Ø 200/15MM- VERDE

MEDENCY

Ref.: MEDTIP02

68-€

60 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - verde.



Punta de fibra óptica con diámetro de
200/15 mm, para endodoncia.
Caja de 5 uds.

PUNTAS CIRUGIA Ø300/5MM- AMARILLA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP03

65 €

60 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Amarilla.



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/15 mm, para cirugía. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA, PUNTA Ø 400/10MM- ROSA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04

65 €

60 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Rosa.



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para periodoncia. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA, PUNTA Ø 400/10MM- ROSA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04R

95 €

90 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT LASER PRIMO +KIT BLANQUEAMIENTO

MEDENCY

Ref.: KITPRIMO/PURO

7.569,70 €

5.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT LASER PRIMO +KIT BLANQUEAMIENTO + PIEZA DE MANO

MEDENCY

Ref.: KITPRIMO/PURO/PM

~~8.839,70 €~~

6.750 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT LASER TRIPLO +KIT BLANQUEAMIENTO

MEDENCY

Ref.: KITTRIPLO/PURO

~~10.689,60 €~~

8.500 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT LASER TRIPLO +KIT BLANQUEAMIENTO + PIEZA DE MANO

MEDENCY

Ref.: KITTRIPLO/PURO/PM

~~11.959,60 €~~

8.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



OPERA

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

HORNO OS ZR SPEED

OPERA

Ref.: OSZRSPEED

12.225 €

10.580 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

HORNO DE SINTERIZACIÓN ZR PROD

OPERA

Ref.: OSZRPROD

6.921 €

6.300 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

FRESADORA TARGA

OPERA

Ref.: OS2008

69.900 €

68.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.



Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.

FRESADORA PREMIUM+

OPERA

Ref.: OS2006

28.194,40 €

26.900 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.

FRESADORA PRO EXPERT 5

OPERA

Ref.: OS2004


49.500 €

46.000 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

FRESADORA ELEMENT 5X

OPERA

Ref.: OS2003

26.750 €

26.490 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



HORNO DE CURADO LED OPERA SYSTEM

OPERA

Ref.: OSFABCURE2

1.610 €

1.350 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ESCANER OS GOLDY

OPERA

Ref.: OSGOLDY

13.575 €

10.650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FRESADORA EASY 5+

OPERA

Ref.: OS2010

~~33.800 €~~

32.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



FRESADORA SMART 4X

OPERA

Ref.: OS2013

~~24.600 €~~

23.000 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



MORITA

ENDODONCIA
INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

ROOT ZX MINI LOCALIZADOR DE APICE BLANCO

MORITA

Ref.: 6951150

~~1.220 €~~

895 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Localizador de ápices portátil con tecnología de vanguardia y exclusiva alertas de condición



Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

DENTAPORT ZX (LOCALIZADOR DE APICE)

MORITA

Ref.: 886900

1.609,20 €

1.395 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de coeficientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

TRIAUTO ZX2+

MORITA

Ref.: 6962

4.262,90 €

2.650 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

NUEVO motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

DENTAPORT OTR MODULO (SOLO MOTOR DE ENDODONCIA)

MORITA

Ref.: 6907

3.550,60 €

2.450 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia para equipar el Dentaport Root ZX y convertirlo en un sistema



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microrroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

TRIAUTO MINI PLUS

MORITA

Ref.: 06970

2.181,50 €

1.690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

Dentaport ZX OTR SET (LOCALIZADOR+MOTOR)

MORITA

Ref.: 6912

5.195,10 €

3.890 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Dentaport Set (localizador y motor de endodoncia) Medición de precisión unida a un segui



ACEITE LS SPRAY P/ PIEZAS DE MANO Y CONTRAANGULOS"

MORITA

Ref.: 2498

64,10 €

45 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



ROOT ZX3 LOCALIZADOR DE APICE

MORITA

Ref.: 6903

1.620 €

990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PAR-4HUEX-O ULTRA E 20W C/LUZ CABEZA PEQUEÑA

MORITA

Ref.: 2541

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TURBINA TWINPOWER PAR4HUMX-O ULTRA MINI 18W C/LUZ

MORITA

Ref.: 2540

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-O con luz - 18W. Cabezal pediátrico



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TURBINA TWINPOWER PAR-4HX-0-KV (KAVO) CABEZA GRANDE

MORITA

Ref.: 2530100

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PAR-4HX-O MAXI 25W C/LUZ CABEZA GRANDE

MORITA

Ref.: 2530

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PAR-4HEX-0-MORITA CABEZA MEDIANA

MORITA

Ref.: 2531

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HEX-O-45 CIRUGÍA
20W C/LUZ**

MORITA

Ref.: 2531045

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HEX-O-KV CABEZA
MEDIANA**

MORITA

Ref.: 2531100

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR-4HEX-O-KV-45 CON
LUZ 45°**

MORITA

Ref.: 2531145

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PAR4HUMX-O-KAVO
C/LUZ ULTRA MINI**

MORITA

Ref.: 2540100

1.233,40 –€

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PEQUEÑA PAR 4HUEX-O-KV C/ LUZ

MORITA

Ref.: 2541100

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER G-SERIES 47 WATT PAR-4HG-O-KAVO

MORITA

Ref.: 2542100

1.395 €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PAR-4HUEX-O-NSK C/LUZ

MORITA

Ref.: 2541400

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



CONTRA ÁNGULO TORQTECH CA-DC-O 1:1

MORITA

Ref.: 2440

1.437 €

1.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
4R-PP VERDE (4:1)**

MORITA

Ref.: 2415

1.310 €

1.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
10RC-O VERDE(10:1)**

C/LUZ

MORITA

Ref.: 2420

1.750 €

1.690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
10RC VERDE (10:1)**

MORITA

Ref.: 2421

1.544,70 €

1.390 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



**PIEZA DE MANO CONTRA
ANGULO TORQTECH CA-
5IF-O ROJO(1:5) FG**

C/LUZ

MORITA

Ref.: 2450

2.023,70 €

1.690 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PIEZA DE MANO RECTA TORQTECH ST-DH AZUL (1:1)

MORITA

Ref.: 2430

1.310 €

1.190 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



PIEZA DE MANO CONTRA ANGULO TORQTECH CA- 4R-O-PF VERDE(4:1) C/LUZ

MORITA

Ref.: 2410

1.508,80 €

1.270 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



SCHILLER

DESFIBRILACIÓN

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

DEFIBRILADOR FRED PA-1 SEMI AUTOMATICO SCHILLER

Ref.: 11279902

2.206,26 €

1.725 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios. Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

SILFRADENT

ESTERILIZACIÓN PLASMA
ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
CLÍNICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

CENTRIFUGA MEDIFUGE MF200 + CGF KIT

SILFRADENT

Ref.: MF200+CGFKIT

5.700-€

3.990 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Separador de fases de sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

CENTRIFUGA MEDIFUGE MF200

SILFRADENT

Ref.: MF200

3.900-€

2.800 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



INCUBADORA 8 TEST INC8

SILFRADENT

Ref.: INC8

265-€

250 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

KIT INCUBADORA +100

INDICADORES

BIOLOGICOS

SILFRADENT

Ref.: KITINC8/BT20

563,70 €

395 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



KIT INCUBADORA +30

INDICADORES

BIOLOGICOS

SILFRADENT

Ref.: KITINC8/BT2030

360,79 €

300 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)



TERRAGENE S.A

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INDICADOR BIOLOGICO

ESTERILIZ.CAJA DE 30

VIALES

TERRAGENE S.A

Ref.: 107BT2030

95,79 €

75 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización -
Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con
indicador de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.

INDICADOR BIOLÓGICO ESTERILIZACIÓN CAJA DE 100 UDS

TERRAGENE S.A

Ref.: 107BT20

298,70 €

230 €

Válido hasta: fin de año

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización -
Caja de 100 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con
indicador de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.

incotrading

**40
AÑOS**

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industria de Vallecas
28031 | Madrid (España)

T. (+34) 913 807 490
info@incotrading.net

www.incotrading.net