

BQDent

**Porque lo básico,
es lo más importante.**

www.bqdent.com

☉ Material para clínica

Proxilasis	Página 10
Micro Aplicadores	Página 11
Freseros	Página 11
Vasos dappen	Página 12
Mordedores de silicona	Página 12
Abrebocas	Página 13
Cuñas de madera	Página 14
Gafas de protección	Página 15
Cadenas porta baberos	Página 15
Pistola de silicona	Página 16
Dispensador de compules	Página 16
Bowl de mezcla	Página 17
Posicionador radiografías XCP	Página 17





Estерилизация



Bolsas de esterilizar

200 unidades

Bolsas de esterilización autoadhesivas. Con tintas indicadoras que cambian de color en procesos de vapor y óxido de etileno. Fácil sistema de autocierre. Material: Papel + Poliéster + Polipropileno.

Su sencillo sistema de sellado autoadhesivo facilita la preparación rápida y eficiente de los paquetes que serán sometidos a esterilización, ahorrando tiempo y optimizando recursos en el día a día laboral.

Modelos disponibles

57 X 130 CM
BQ701

70 X 260 CM
BQ702

90 X 260 CM
BQ703

135 X 280 CM
BQ704



Rollos de esterilizar

200 metros

Nuestros rollos de esterilización son ideales para autoclaves de vapor o químicos. Disponible en diferentes tamaños de ancho y con una longitud de 200 metros.

Gracias a su diseño cuidadoso y especificaciones técnicas adecuadas, este producto cubre las necesidades más exigentes en entornos profesionales, garantizando que los instrumentos estén protegidos y listos para su uso inmediato tras el proceso de esterilización.

Modelos disponibles

5CM X 200M

BQ705

7,5CM X 200M

BQ706

10CM X 200M

BQ707

15 CM X 200 M

BQ708

20 CM X 200 M

BQ709





Material para clínica

Cepillos de profilaxis suaves

BQ740

Estos cepillos son esenciales para el pulido de restauraciones dentales, así como para la limpieza y el pulido de la superficie del diente, con el fin de obtener una superficie lisa y uniforme.

Fabricados en nylon.

Tamaño: 22.8mm (acople) y 5.5mm de cabezal.

Cantidad: 100 unidades.



Copas de profilaxis suaves

BQ741

Las copas de proxilaxis son esenciales para el pulido, alisado y la eliminación de excesos en restauraciones. También se utiliza para la eliminación de depósitos y el pulido de la superficie dental.

Fabricadas en silicona.

Tamaño: 14.5mm (acople) y 8mm de cabezal.

Cantidad: 100 unidades.




Micro Aplicadores

Estos microaplicadores con un diseño exclusivo, permiten aplicar el material en todas las zonas de la cavidad dental. Pueden utilizarse para la aplicación de agentes grabadores, adhesivos, forros cavitarios, protectores de flúor...

Tamaño: 100mm.

Cantidad: 100 unidades.



- Regular (verde) **BQ730**
2mm
- Fino (azul) **BQ731**
1.5mm
- Extra fino (blanco) **BQ743**
1mm

Freseros

Fresero Autoclave Rectangular

BQ732

Fresero con capacidad para 24 fresas.
Fabricado en plástico. La parte inferior se puede esterilizar a 121°C.

- Dimensiones: 74x60x36mm



Fresero Autoclave Circular

BQ733

Fresero con capacidad para 60 fresas.
Fabricado en plástico. La parte inferior se puede esterilizar a 121°C.

- Dimensiones: 89x66mm



Vasos Dappen

Vasos dappen de cristal en colores surtidos, adecuados para mezclar dosis pequeñas.
Tamaño: 33x33mm.



- Naranja **BQ710**
- Verde **BQ711**
- Azul **BQ712**
- Transparente **BQ713**

Mordedores de silicona

Evite fácilmente la fatiga del paciente mediante el uso de estos mordedores, garantizando un tratamiento más cómodo y relajado.

Contiene 2 unidades.



- Talla S (amarillo) **BQ714**
32x28x17mm
- Talla M (verde) **BQ715**
34.5x36.5x17mm
- Tall L (morado) **BQ716**
39.5x39.5x20.4mm

Abrebocas

El material ofrece una excelente resistencia y firmeza. Durante el tratamiento oral, se coloca en las comisuras del paciente para abrir la boca y mantener un grado de apertura constante.

Contiene 2 unidades.



Esterilizable en autoclave hasta 121°C.

- Talla S **BQ719**
97x70x15mm

- Talla M **BQ717**
118x85x17mm

- Talla L **BQ718**
132x90x17mm

Abrebocas doble

Abrebocas doble en forma de semiluna.

Contiene 2 unidades.



Esterilizable en autoclave hasta 121°C.

- Talla S **BQ721**
145x45x20mm


- Talla L **BQ720**
167x55x24mm

Cuñas de madera

Nuestras cuñas de madera son **ecológicas**. Sus puntas redondeadas protegen la encía de posibles daños. Fabricadas con bordes suaves y redondeados con una base cuadrada. Disponibles en seis tamaños diferentes para adaptarse a cualquier necesidad. Contiene 100 unidades.



- Rosa **BQ722**
- Amarilla **BQ723**
- Azul **BQ724**
- Verde **BQ725**
- Blanca **BQ726**
- Naranja **BQ727**



Color	L(±0.5mm)	X(±0.5mm)	Y(±0.1mm)	H(±0.5mm)
Naranja	11mm	3.5mm	1.5mm	1.3mm
Blanco	14mm	4mm	1.5mm	1.5mm
Verde	14mm	2mm	1.5mm	1.5mm
Azul	14mm	4mm	2mm	1.5mm
Amarillo	16mm	4mm	1.5mm	1.5mm
Rosa	16mm	4.5mm	2mm	1.5mm



Gafas de protección antivaho

Protección total y máxima visibilidad. Nuestro visor de policarbonato con tratamiento antivaho bloquea eficazmente la luz intensa y protege tus ojos frente a salpicaduras y partículas. Seguridad y confort diseñados para el entorno clínico.

Gafas de protección transparentes

BQ734



Gafas de protección naranjas

BQ735



Cadenas porta baberos

Cadenas porta baberos fabricadas en silicona y con cabezal de acero inoxidable.

Disponibles en varios colores.

Tamaño: 397mm de largo. Pinza de 51mm.



- Verde **BQ737**
- Amarilla **BQ738**
- Morada **BQ739**

Pistola de silicona 1:1 2:1

BQ728

El accesorio ideal para aplicar materiales de impresión, registros de mordida y rebasados de forma precisa, homogénea y sin mezcla manual.



Dispensador de compules

BQ729

Ideal para una aplicación de manera práctica y cómoda materiales de restauración como el composite en compules. Esterilizable hasta 134°C.

Tamaño: 150x100mm



Bowl de mezcla 500ML

BQ736

Taza para mezclar alginatos y escayolas. Con capacidad de 500ML, se puede reutilizar después de la limpieza.


Tamaño: 130x86mm.



Posicionador XCP

BQ729

Kit completo posicionador radiográfico XCP. Evita errores de angulación y cortes cónicos mediante una alineación exacta de la película para obtener imágenes de rayos X impecables. Esterilizable en autoclave. Con códigos de colores para un fácil montaje.



masergon DENTAL GROUP

*Especialistas en
instrumental y consumibles
para la clínica dental.*

GNZ.DENTAL

BQDent

LOFTY
INSTRUMENTS





BQDent

¿Hablamos?

www.bqdent.com
info@gnzdental.com
+34 699 84 24 14

