

# CAMPAÑA ESTUDIANTES

OFERTA ESPECIAL 2026 - 2027

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

## LE OFRECEMOS LA CALIDAD SUIZA



Los instrumentos y micromotores Bien-Air le ofrecen lo mejor de la microtecnología suiza.

Diseñado y fabricado en el corazón de Watch Valley (valle de la relojería) en Suiza. Cada instrumento es una obra de orfebrería que combina a la perfección un funcionamiento ultrapreciso, robusto y silencioso.

Los instrumentos Bien-Air poseen un sinnúmero de ventajas:

Iluminación LED con luz blanca y natural, pulsador Cool Touch provisto de un sistema antirrecalentamiento, Pulverización perfecta gracias al sistema Accu-Spray Quattro Mix y sistema de sujeción ultrapreciso Accu-Chuck.

Los instrumentos Bien-Air responden a todas sus necesidades y mucho más.

S W I S S  M A D E

Nueva web de información:  
[www.bienair-students.com](http://www.bienair-students.com)

## ESTUCHE FRIBURG

**BORA 2**

**1.130 €**



El estuche FRIBURG incluye:

**BORA 2** + Unifix 4 orificios

Fiabilidad icónica y rendimiento mejorado: 20 W. Luz LED, 380.000 rpm, sistema Accu-Spray Quattro Mix, pulsador Cool Touch, válvula antirretorno y Sealed Head para reducir contaminaciones cruzadas. Conexión rápida y giratoria con acoplamiento Unifix de 4 orificios y antirretorno en el escape de aire.

BORA 2 LED Ref. 1601152-001  
UNIFIX Ref. 1600363-001



**CA PRIMA 1:1**

Contra-ángulo de transmisión directa, con irrigación de 2 sprays, cabeza cónica para un campo de visión optimizado y movimiento de la fresa ultrapreciso Accu-Chuck™ para reducir las vibraciones.

Ref. 1601235-001



**PM 1:1**

Pieza de mano con transmisión directa y precisión incomparable, con spray interno, ajuste con anillo, para vástago de instrumento de Ø 2.35 mm.

Ref. 1600383-001



**MC Aquilon 830**

Micromotor de aire de alto rendimiento y gran vida útil, 5.000-20.000 rpm, spray interno, acoplamiento de tipo E según ISO 3964, enlace rápido y giratorio para enlace Unifix.

Ref. 1600070-001



**GARANTÍA**  
total de las piezas hasta finalizar los estudios  
**REVISIÓN**  
Al terminar la carrera se revisarán gratuitamente los instrumentos

IMAGEN NO CONTRACTUAL

**Obsequio**

- Garantía total de las piezas hasta finalizar los estudios de grado.
- Al terminar la carrera se revisarán gratuitamente los instrumentos.
- 1 estuche plástico.
- 1 botella de Lubrifluid.
- 1 engrasador Lubrimed.

**Opciones**

- AÑADIR 2º Unifix 4 o. sin luz: **+113€**  
Ref. 1600082-001

El estuche ZURICH incluye:

**TORNADO** + Unifix 4 orificios

La más potente y robusta: 30 W con tecnología Steady Torque y nuevo revestimiento Protective Shield. La cabeza más pequeña en su clase. Luz LED, 410.000 rpm, sistema Accu-Spray Quattro Mix, pulsador Cool Touch, válvula antirretorno Sealed Head para reducir contaminaciones cruzadas. Conexión rápida y giratoria con acoplamiento Unifix de 4 orificios y antirretorno en el escape de aire.

TORNADO LED Ref. 16000908-001  
UNIFIX Ref. 1600363-001



**CA PRIMA 1:1**

Contra-ángulo de transmisión directa, con irrigación de 2 sprays, cabeza cónica para un campo de visión optimizado y movimiento de la fresa ultrapreciso Accu-Chuck™ para reducir las vibraciones.

Ref. 1601235-001



**PM 1:1**

Pieza de mano con transmisión directa y precisión incomparable, con spray interno, ajuste con anillo, para vástago de instrumento de Ø 2.35 mm.

Ref. 1600383-001



**MC Aquilon 830**

Micromotor de aire de alto rendimiento y gran vida útil, 5.000-20.000 rpm, spray interno, acoplamiento de tipo E según ISO 3964, enlace rápido y giratorio para enlace Unifix.

Ref. 1600070-001



**TORNADO  
PVD**

**1.640 €**

## ESTUCHE ZURICH



# CAMPAÑA ESTUDIANTES

OFERTA ESPECIAL 2026 -2027

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental



¡PROTEJA  
SU PRODUCTO!

▶ **Vea e imprima las hojas de  
mantenimiento  
Bien-Air**

[www.maintenance.bienair.com](http://www.maintenance.bienair.com)



## SERVICIO SUPERIOR CON EL NUEVO REPAIR SERVICE

Un servicio de reparación sencillo, rápido y eficaz, con un dominio óptimo de los costes.



### PIEZAS ORIGINALES

Calidad asegurada gracias a los técnicos altamente cualificados y las piezas originales, que mantendrán sus instrumentos como el primer día.



### GARANTÍA AMPLIADA

Garantía ampliada hasta 1 año después de la reparación.



### GASTOS DE ENVÍO GRATUITOS

Recogida y devolución gratuitas.



### TARIFAS FIJAS DE REPARACIÓN

Precio fijo de reparación para una total transparencia.

### GARANTÍA ESPECIAL PARA ESTUDIANTES

- Garantía total de las piezas hasta finalizar los estudios de grado.

- Al terminar la carrera se revisarán gratuitamente los instrumentos.

Si desea obtener información adicional o inscribirse, vaya a:  
[repairservice.bienair.com](http://repairservice.bienair.com)

# REPAIR SERVICE