


Promociones Kerr Iberia

1 Febrero - 28 Marzo 2025

Simplicidad al
alcance de tu
mano



Kerr™



Premolares con SimpliShade

Prof. Angelo Putignano

Restablecer adecuadamente el punto de contacto en clase II ha sido siempre un desafío clínico, especialmente en premolares. El éxito consiste en encajar correctamente las matrices con anillos adecuados restableciendo las proporciones correctas. Este caso clínico presenta el reemplazo de dos restauraciones discordantes, utilizando una técnica sencilla como es romper la cuña para insertar el anillo que se ajuste correctamente a las dos matrices seccionales, y finalmente completar las restauraciones con la técnica de Líneas Esenciales.

Sobre Prof. Angelo Putignano

- Título de Medicina y certificado de posgrado de odontología de la Universidad de Ancona (Italia)
- Profesor titular de Odontología restauradora en la Facultad de Odontología de la Universidad Politécnica de Marche-Ancona (Italia)
- Jefe del Departamento de Odontología operatoria y Endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Politécnica de Marche Ancona (Italia)
- Decano de la Facultad de Higienistas Dentales de la Universidad Politécnica de Marche- Ancona (Italia)
- Miembro activo de la Sociedad Italiana de Odontología Operativa (SIDOC)
- Miembro fundador de la Academia Italiana de Odontología Estética (IAED)
- Miembro activo de la Academia Europea de Odontología Estética (EAED)
- Práctica privada limitada a la odontología restauradora en Ancona, Italia
- Co-autor del libro "Adhesive Dentistry: the Key o success" Quintessence International.
- Co-autor de "Indirect Conservative Restoration of Posterior teeth" (UTET 2008)
- El profesor Putignano imparte conferencias a nivel internacional sobre restauraciones adhesivas y estéticas.



Fig. 1 Situación inicial. Paciente de 65 años con restauraciones antiguas de composite con filtraciones que fueron reemplazadas para limpiar el elemento dental de la lesión cariosa.



Fig. 2 Después de la colocación del dique de goma, se retiraron las restauraciones antiguas y se prepararon dos de clase II.




Fig. 3 Después de la preparación de las cavidades se colocaron dos matrices seccionales en cada una para lograr contactos correctos y lo más ajustados posible, y se fijaron con una cuña de madera de color naranja.



Fig. 4 A continuación, se rompe la parte exterior de la cuña, de modo que sólo queda la parte de la cuña en la zona interproximal.



Fig. 5 De esta forma, el anillo cerró lo más ajustadamente posible la matriz a la superficie del diente, reconstruyendo las proporciones correctas de los mismos. Esto es relevante para conseguir el correcto sellado de la matriz en cavidades de clase II.



Fig. 6 Se realizó un grabado selectivo del esmalte durante 30 segundos.



Fig. 7 Después de enjuagar y secar durante el mismo tiempo que se usó para el grabado, se aplicó OptiBond™ Universal de Kerr para la adhesión.



Fig. 8 Como último paso del protocolo de adhesión, se aplicó una fina capa de composite fluido (SimpliShade™ Bulk Fill Flow de Kerr) para cubrir y proteger la capa híbrida y regularizar el suelo de la cavidad. Después de reconstruir todas las paredes interproximales se obtuvieron dos clases I.



Fig. 9 Para completar la obturación, se utilizó una sola masa de composite Bulk Fill (SimpliShade™ Bulk Fill) en cada cavidad, y después de compactar, ajustar y eliminar el exceso de material, se modeló la morfología oclusal.



Fig. 10 Se dibujaron las líneas esenciales de cada premolar acorde a la anatomía del diente.




Fig. 11 Se realizaron caracterizaciones para finalizar la restauración.




Fig. 12 A continuación, se usó OptiDisc™ Medio a baja velocidad para acabar las restauraciones.



Fig. 13 El pulido se realizó con el sistema de pulidores HiLuster™ a baja velocidad.



Fig. 14 Por último, se utilizó Occlbrush™ para completar el pulido de las restauraciones, que se realizó en la misma sesión.



Fig. 15 Vista final de las restauraciones antes de retirar el dique de goma.



Fig. 16 Resultado final después de quitar el dique de goma.



Fig. 17 Aspecto final en el primer mes de seguimiento.




Fig. 18 El examen radiológico no muestra radiolucidez apical en los dos premolares, por lo tanto la vitalidad de la pulpa se mantiene después de 1 mes de seguimiento.

Conclusión La mejor estrategia para obtener el mejor resultado radica en elegir la técnica más sencilla y que mejor funcione en sus manos. La elección adecuada de la matriz y la cuña es fundamental en las restauraciones de clase II. La última generación de composites Bulk- Fill tiene excelentes propiedades con características ópticas que mejoran el resultado estético. La técnica de Líneas Esenciales ofrece una técnica alternativa para completar rápidamente la restauración, obteniendo un resultado satisfactorio



Elige SimpliShade™ para todas tus necesidades de obturación con composite

Simplifica tu flujo de trabajo con la familia de composites SimpliShade.

Independientemente de tu preferencia de restauración y las necesidades de tus pacientes, con SimpliShade encontrarás el composite adecuado de una marca de confianza.

SimpliShade Universal

El Arte de las restauraciones simplificadas

Resistencia duradera, estética excepcional, mimetismo, retención de brillo y refracción de la luz como el diente natural.

Colores guía VITA equivalentes

LIGHT	A1, B1, B2, C1, D2
MEDIUM	A2, A3, C2, D3, D4
DARK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

SimpliShade Jeringa 4g
P.V.P. recomendado 63,71€

Oferta

43€

SimpliShade Unidose 10 unidades
P.V.P. recomendado 50,96€

Oferta

38€

SimpliShade Unidose 20 unidades
P.V.P. recomendado 76,46€

Oferta

57€

SimpliShade Bulk Fill y SimpliShade Bulk Fill Flow

Un solo color y la tecnología ART³

- Mezcla excepcional e interacción con la luz imitando la estructura del esmalte natural
- Menor tensión interfacial entre el relleno y la matriz de resina durante la polimerización
- Menor tensión en la capa de adhesión y mejor adaptación marginal.



SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restauraciones de clases I-V, restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, reconstrucción de muñones y reparación de defectos de restauraciones.

O 37211 jeringa x 4g
P.V.P. recomendado 66,00€

Oferta

46€

O 37212 Unidose (20 monodosis x 0.25g)
P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta

60€

SimpliShade Bulk Fill Flow

Indicado como base/liner en restauraciones directas de clase I y clase II, sellado de fosas y fisuras, restauración de cavidades pequeñas, restauraciones de clase III y clase V, obturación de socavaduras, reconstrucciones de muñones pequeños y reparación de restauraciones provisionales de resina y acrílico.

O 37217 jeringa 2x2g
P.V.P. recomendado 66,00€

Oferta

46€

O 37218 Unidose (20 monodosis x 0.25g)
P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta

60€

Harmonize™

Composite Universal con Tecnología ART

Restauraciones naturales, gracias a sus nanopartículas y la tecnología ART

Disponible en:

Esmalte: 16 colores (escala VITA), 1 XL

Dentina: 7 colores, 1 XL2

Incisal: 5 incisales translucidos



Jeringa 4g
O Harmonize Jeringa

P.V.P. recomendado 84,64€

Oferta

49€

Unidose (20x0,25g)
O Harmonize Unidose

P.V.P. recomendado 115,94€

Oferta

63€

Vertise™ Flow

Composite Fluido Autoadhesivo

Composite fluido autoadhesivo con tecnología OptiBond™. Simplifica los procedimientos de restauración directa al incorporar el adhesivo en el fluido, lo que reduce los pasos y ahorra tiempo

- O 34401 A1
- O 34402 A2
- O 34403 A3
- O 34404 A3.5
- O 34405 B1
- O 34406 B2
- O 34409 Translucent
- O 34407 Universal Opaque
- O 34408 XL



Reposiciones
2 Jeringas x 2 g, 20 pinceles aplicadores, 20 puntas

P.V.P. recomendado 100,04€

Oferta

60€

Guía de Selección OptiBond™

OptiBond™ FL
Dos componentes, 48% de
relleno

OptiBond™ Solo Plus
Un componente, adhesivo de
grabado total

OptiBond™ Universal
Adhesivo Universal de un
componente

Indicaciones

Directa	✓		✓		✓
Indirecta	✗ ¹		✓		✓
Anterior	✓		✓		✓
Posterior	✓		✓		✓

Sustratos

Dentina/Esmalte/Dentina sin cortar	✓		✓		✓
Todas las cerámicas Incluyendo cerámica disilicato de litio	✗ ¹		✓ ²		✓
Coronas de Metal Incluye las basadas en zirconia y alúmina	✗ ¹		✓		✓
Inlay/Onlays	✗ ¹		✓		✓
Reconstrucción de muñones	✓		✓		✓
Cementación de postes	✗ ¹		✓ ³		✓ ³
Reparación de Metal/Composite	✓		✓		✓
Reparación de Porcelana	✓		✓		✓
Sellado de Amalgama	✓		✓		✓

Productos Auxiliares necesarios

Productos Auxiliares necesarios	●		●		● ⁴
Silano	-		●		● ⁵
Imprimador para metal	-		● ⁵		● ⁵
Fraguado total sin luz Prestación para cementación	-		●		●

Compatibilidad del adhesivo

Compatible con todos los cementos de resina y reestructuradores de muñones	-		● ³		● ³
--	---	--	----------------	--	----------------

Notas

1. No indicado debido al elevado grosor de la película
2. Uso con Silano

3. Uso solo con cemento NX3

4. Opcional

5. No se requiere

6. Con cemento NX3

7. Compatible con cualquier cemento de resina

Leyenda

- ✓ Recomendado.
✓ Recomendación secundaria.
✗ No recomendado.

- Sí.
● Opcional.
● No.



OptiBond™ Universal
O 36519 Botella 5ml

P.V.P. recomendado 124,96€

Oferta 69€



Gel Etchant
O 34632

Jeringa Jumbo 30g, 2 jeringas vacías, 30 puntas

P.V.P. recomendado 91,77€


Oferta 57€

SuperMat™


Sistema SuperMat para matriz universal



Matrices de acero "Dead-Soft"




Matrices de acero "Non-Dead-Soft"








Matrices transparentes

El sistema de sujeción de matriz dental universal SuperMat™, es ideal para matrices transparentes y de acero para posteriores. Es fácil de usar, ahorra tiempo y es cómodo para el paciente ya que no lleva soporte en la boca. SuperMat se adapta anatómicamente a las matrices.






El instrumento de sujeción SuperLock se puede esterilizar en autoclave.



COLOCAR



EXTRAER



Kit

P.V.P. recomendado 246,45€

Oferta

152€

Reposición matrices

C x 50
0,03 y 0,05mm

P.V.P. recomendado 74,45€

Oferta

48,50€

0,038mm

P.V.P. recomendado 78,30€

Oferta

48,50€

Optidisc®

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

Tipo de disco	Indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso C x 80	Desbastado y contorneado Para ajustar la forma geométrica primaria.			
Grueso/Medio C x 100	Acabado Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.			
Fino C x 100	Pulido Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Pulido con brillo elevado Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm.			

Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado 39,18€

Oferta

24€

Mandril Optidisc

O 195 Mandril Optidisc estándar 24mm
O 196 Mandril Optidisc corto 16mm
C x 5

P.V.P. recomendado 33,88€

Oferta

23€




RESTAURACIONES INDIRECTAS

Maxcem Elite™

Cemento de Resina Universal

Un cemento para cubrir todas sus necesidades*



Un cemento
para todas sus
necesidades*



Compatibilidad
Universal



Aumente
la fuerza
de adhesión**



Inteligente
y simple

Técnica de Cementación de Carillas con Maxcem Elite Universal y Optibond Universal

 1 Gel Etchant 00:00:15	 2 00:00:10	 3 00:00:05	 4 Unidose™ Bottle	 5 00:00:20 OptiBond Universal	 6 00:00:05	 7 Demi™ Demi™ Plus Demi™ Ultra 00:00:05	
 8 Maxcem Elite™	 9	 10	 11	 12	 13	 14	
 Tack-cure Demi™ Demi™ Plus Demi™ Ultra 00:00:02							 Demi™ Plus Demi™ Ultra 00:00:10

O 34058 Clear
O 34059 White
O 34060 Opaque
O 34061 Yellow

Reposiciones
2 Jeringas Automix x 5g + puntas

P.V.P. recomendado 154,59€

* Todas o cualquier restauración indirecta (inlay, onlay, carillas, coronas [incluidas las restauraciones de coronas a pilares de implantes] puente, poste, composite anterior o posterior, cerámica, metal cerámica, restauración de metal y restauraciones CAD/CAM).

** Para restauraciones que requieran aún más resistencia, combine Maxcem Elite Universal con OptiBond Universal.

Oferta

85€



RESTAURACIONES PROVISIONALES

Temp-Bond

Cemento temporal. Fiabilidad permanente

Alta fuerza de unión

Diseñado para evitar filtraciones.

Fácil de quitar

La fácil remoción del cemento minimiza el daño potencial a la preparación o temporal.

Fluye y se mezcla fácilmente

Ofrece una consistencia óptima para el asentamiento sólido y completo de las restauraciones.



Temp-Bond Original Automix

O 33684

Contenido: 2 jeringas de 11,8 g; 20 puntas de mezcla

Temp-Bond NE Automix

O 33685

Contenido: 2 jeringas de 11,7 g; 20 puntas de mezcla

Temp-Bond Clear Automix

O 33351EU

Contenido: 1 jeringa de 6 g, 20 puntas de mezcla

P.V.P. recomendado 77,10€

Oferta

43€



ENDODONCIA

Diagnóstico y Conformación de conductos

Apex Connect

Localizador de ápice electrónico

Precisión integrada

Garantice la precisión de las mediciones con la función de autocalibración automática de Apex Connect, que se activa cada vez que se enciende el dispositivo

Movimientos versátiles

Con movimientos adaptativo, recíprocante y rotatorio en un solo motor, elements Connect permite a las clínicas mantener sus técnicas y protocolos habituales



Uso continuado

Se incluyen dos pilas extraíbles para que pueda completar sus procedimientos de forma segura y sin interrupciones

O 815-1801

Kit de motor inalámbrico elements Connect

P.V.P. recomendado 2099,00€

O 815-1803

Kit Apex Connect

P.V.P. recomendado 999,00€


Preajustes

9 ajustes de limas preestablecidos Kerr, 1 ajuste recíproco y 4 ajustes personalizables

Conformación con confianza

Vea la información de la longitud de trabajo en tiempo real durante los procedimientos mediante un indicador luminoso inteligente que cambia de color, e indicadores acústicos, a medida que alcanza el ápice

Funciona como un sistema interconectado con elements Connect



Obturation Endodóntica

elements™ IC

- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y equilibrado
- Carga completa de las baterías en menos de 3 horas
- Carga Inductiva: SIN CONECTORES ELÉCTRICOS entre las piezas de mano y la base
- Anillo de 360° en ambas piezas de mano para control y comodidad



elements IC Dual charge
O 973-0600-TYPEF

P.V.P. recomendado 4.161€

Oferta* elements IC + 3 C x 10 guttapercha en cartucho 2.995€


Guía Técnica Simplificada con ZenFlex

Conductos pequeños, estrechos o calcificados



Traverse Glide Path 13/.06

Conductos grandes



ZenFlex™

Lima NiTi para Instrumentación Rotatoria

0.04 TAPER

Tip	LT (mm)	Referencia
.20	21	818-1206
	25	818-1207
	31	818-1208
.25	21	818-1256
	25	818-1257
	31	818-1258
.30	21	818-1306
	25	818-1307
	31	818-1308
.35	21	818-1356
	25	818-1357
	31	818-1358
.40	21	818-1406
	25	818-1407
	31	818-1408
.45	21	818-1456
	25	818-1457
	31	818-1458
.50	21	818-1506
	25	818-1507
	31	818-1508
.55	21	818-1556
	25	818-1557
	31	818-1558

0.06 TAPER

Tip	LT (mm)	Referencia
.20	21	818-2206
	25	818-2207
	31	818-2208
.25	21	818-2256
	25	818-2257
	31	818-2258
.30	21	818-2306
	25	818-2307
	31	818-2308
.35	21	818-2356
	25	818-2357
	31	818-2358
.40	21	818-2406
	25	818-2407
	31	818-2408
.45	21	818-2456
	25	818-2457
	31	818-2458
.50	21	818-2506
	25	818-2507
	31	818-2508
.55	21	818-2556
	25	818-2557
	31	818-2558

Caja surtida

0.04 TAPER

LT 21 MM | REF. # 818-1421
LT 25 MM | REF. # 818-1425

TIP SIZE

.20 .25 .30 .35 .40 .45

0.06 TAPER

LT 21 MM | REF. # 818-1621
LT 25 MM | REF. # 818-1625

TIP SIZE

.20 .25 .30 .35 .40 .45

C x 6

P.V.P. recomendado 48,38€

Oferta

37€



CONTROL DE LA INFECCIÓN

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

CaviWipes™



Toallitas limpiadoras y desinfectantes listas para usar

Fácil proceso de 2 pasos: una toallita limpia y la segunda desinfecta la superficie de su dispositivo médico, sin tener que mezclar productos químicos.
La fórmula con bajo contenido de alcohol evita que la carga biológica se vuelva insoluble y se adhiera tenazmente a las superficies. Para una limpieza y desinfección más eficaz.
Durable: la tela no tejida permite que el tejido permanezca intacto, sin arrugarse ni secarse durante el uso.



O 4731160

CaviWipes 12 Botes x 160 toallitas húmedas (15,24 x 17,15 cm)

P.V.P. recomendado 118,88€

Oferta 91€
(0,047€/toallita)

CaviCide™



Desinfectante de superficies de dispositivos médicos

CaviCide es un desinfectante de nivel intermedio cómodo y listo para usar que es efectivo contra TB, HBV, HCV, HIV, virus (hidrofílicos y lipofílicos), bacterias (incluyendo MRSA y VRE), y hongos.
Se puede usar en todas las áreas de la instalación, incluidas la UCI, los quirófanos, las salas de aislamiento, las áreas de atención al paciente y los laboratorios.



O 4731223

CaviCide Bidón 5l

P.V.P. recomendado 59,32€

Oferta 43€



O 4731222/15

CaviCide - 15 botellas x 700 ml

P.V.P. recomendado 227,02€

Oferta 165€
(11€/botella)

Cleanic

¿Por qué Cleanic es diferente?

Cleanic es una pasta para limpieza y pulido en un solo paso basada en la tecnología perlita.
Es decir, limpieza y pulido suave pero eficaz, todo ello en una sesión, con solo una pasta.

Disponible en 5 sabores



Frutas del Bosque



Menta



Light



Manzana Verde



Menta sin Fluoruro

Tubo x 100 g

- O 3380 Cleanic Menta
- O 3382 Cleanic Manzana
- O 3183 Cleanic Menta sin Flúor
- O 3384 Cleanic Light
- O 3386 Cleanic Frutas del Bosque

P.V.P. recomendado 30,16€



Oferta

17€

SHARING KNOWLEDGE ADDING VALUE TO YOUR PRACTICE.

WEBINARS | HANDS-ON COURSES | LECTURES



Consulte detalles y calendario de las actividades 2025 de Prof Education de Kerr
en <https://www.kerrdental.com/es-es/eventos-y-cursos-dentales>

Equipo Kerr Iberia

Carlos López

Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com

Anabela Gens

KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com

Mercedes Hurtado

Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com

Eva Olivé

Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

Sales Rep España

Ciό Mateu

Telesales
Almería, Cuenca, Ibiza, Menorca, Palencia,
Teruel, Zamora, Comunidad Valenciana,
Mallorca, Murcia
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com

Joana Barquín

Cataluña, Huesca y Zaragoza
Tel. +34 638928338
joanna.barquin@envistaco.com

Juan Carlos Yañez

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com

Gabriel Bassy

Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca),
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com

Oscar Rodríguez

Andalucía (excepto Almería), Extremadura,
Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade

Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com

Susana Guerreiro

Lisboa, Beja, Évora, Faro, Portalegre, Setúbal,
Madeira, Açores
Tel. +351 914674187
susana.guerreiro@envistaco.com

Marta Bastos

Lisboa, Castelo Branco, Coimbra, Leiria,
Santarem
Tel. +351 913340621
marta.bastos@envistaco.com

Servicio Telesales de Kerr

Tu gestor comercial telefónico al que puedes consultar ofertas personalizadas basadas en tus hábitos operativos.

Se te informará con prioridad de todas las ofertas especiales relacionadas con los productos Kerr que utilizas regularmente o sobre los que solicitas ser actualizado. Todo ello a través de teléfono o correo electrónico, en función de tus necesidades y suministrado a través de tu depósito dental habitual.



+34 916 258 011



+34 697 790 901



telesales.iberia@kerrdental.com

Precios válidos excepto error tipográfico