


LOFTY
INSTRUMENTS

Your Partner in Precision Diagnostics




www.loftyinstruments.es

Sobre Nosotros

En Lofty desarrollamos instrumental dental de excepcional calidad y durabilidad, garantizando un rendimiento fiable incluso en los procedimientos dentales más exigentes.

Nuestra amplia gama incluye todos los modelos estándar de la industria, junto con diseños innovadores que mejoran tanto el proceso de diagnóstico como la atención al paciente.

Diseñados en EEUU, fabricamos utilizando el mejor acero disponible con máquinas CNC de última generación para conseguir unos acabados excepcionales.



NUESTRO INSTRUMENTAL



Curetas

La mejor selección de curetas. Gracey, Lucas, Universales...

4



Sondas

Sondas de endodoncia y exploración. Precisión y ligereza en tu mano.

8



Luxadores

Ligeros y robustos, con puntas en titanio negro. Calidad que se siente.

10



Fórceps

Fórceps de adultos y pediatría. Ergonomía y resistencia a primera vista.

12



Tijeras

Precisión en cada corte. La mejor selección de tijeras.

16



Varios

Periostotomos, porta agujas y excavadores.

18

CURETAS



Curetas Gracey.



Diseñadas específicamente para un raspado y alisado radicular profundo. Cada pieza combina la ergonomía necesaria para el dentista con la delicadeza que el paciente requiere.



Cureta Gracey 1/2

GC-32-01/02



Cureta Gracey 3/4

GC-32-03/04



Cureta Gracey 5/6

GC-32-05/06



Cureta Gracey 7/8

GC-32-07/08



Cureta Gracey 11/12

GC-32-11/12



Cureta Gracey 13/14

GC-32-13/14



Cureta Gracey 15/16

GC-32-15/16



Cureta Gracey 17/18

GC-32-17/18

Curetas Gracey Mini.



A diferencia de las curetas gracey estándar, las curetas gracey mini tienen la caña inferior más larga y la parte operativa más pequeña. Son ideales para bolsas estrechas y profundas.



Cureta Gracey Mini 1/2

GC-32-01/02M



Cureta Gracey Mini 3/4

GC-32-03/04M



Cureta Gracey Mini 5/6

GC-32-05/06M



Cureta Gracey Mini 7/8

GC-32-07/08M



Cureta Gracey Mini 11/12

GC-32-11/12M



Cureta Gracey Mini 13/14

GC-32-13/14M

Curetas Lucas y Columbia.



Diseñadas y fabricadas para otorgar un agarre firme y cómodo para todos los tratamientos de raspado óseo, enucleación, curetajes...



Cureta Lucas 85

LC-59-085
2.5MM



Cureta Lucas 86

LC-59-086
2.8MM



Cureta Lucas 87

LC-59-087
3.5MM




Cureta Lucas 88

LC-59-088
4.7MM



Cureta Columbia 4R/4L

UC-32-C4R/4L



SONDAS



Sondas.



Nuestras sondas combinan visibilidad excepcional y delicadeza extrema, garantizando puntas perfectamente redondeadas y pulidas para deslizarse suavemente en el surco gingival sin causar trauma en el tejido.



Sonda CP-11

CP-31-011
3-6-8-11



Sonda CP-12

CP-31-012
3-6-9-12



Sonda CP-15

CP-31-015UNC
1 A 15 MM



Sonda Nabers

PQ-32-02N



Sonda WHO

CP-31-WHO
3.5-5.5-8.5-11.5



Sonda DG-16

EX-32-016DG



Sonda Exploración Doble

EX-32-005

LUXADORES



Luxadores.



Fabricamos los luxadores con puntas en titanio negro y un mango súper ligero. Sentirás la calidad desde el primer instante. Diseñados para trabajar con el mínimo esfuerzo y la máxima precisión.



Luxador 2MM Curvo

LE-21-002C



Luxador 2MM Recto

LE-21-002S



Luxador 3MM Curvo

LE-21-003C



Luxador 3MM Recto

LE-21-003S



Luxador 4MM Curvo

LE-21-004C



Luxador 4MM Recto

LE-21-004S



Luxador 5MM Curvo

LE-21-005C



Luxador 5MM Recto

LE-21-005S

FÓRCEPS



Fórceps Adulto.



Te presentamos la mejor selección de fórceps para la extracción de piezas dentales. Diseñados para el dentista más exigente, garantizando un gran agarre y durabilidad.



Fórceps 1
EF-71-001



Fórceps 7
EF-71-007



Fórceps 13
EF-71-013



Fórceps 17
EF-71-017



Fórceps 18
EF-71-018



Fórceps 22
EF-71-022



Fórceps 33
EF-71-033



Fórceps 51A
EF-71-051A



Forceps 67A

EF-71-067A



Fórceps 79

EF-71-079



Fórceps 86C

EF-71-086C



Fórceps Pediatría.



Los cuatro fórceps infantiles más demandados por todos los profesionales. Con Lofty, sentirás la calidad desde el primer instante. Muy cómodos y robustos para extracciones precisas.



Incisivos Superiores

EF-74-005C



Incisivos Inferiores

EF-74-003C



Molares Superiores

EF-74-004C



Molares Inferiores

EF-74-002C



TIJERAS



Tijeras.



Las tijeras más demandadas por los profesionales. Diseñadas para cortar suturas y tejidos blandos con gran facilidad y precisión. Ligeras y resistentes, las mejores tijeras para tu clínica dental.



Tijera Iris Recta

IS-62-101
11,5CM



Tijera Iris Curva

IS-62-101C
11,5CM



Tijera Iris Angulada

IS-62-101A
11,5CM



Tijera La Grange

LS-62-204CSR
11,5CM



Tijera Kelly

KS-62-207
16CM

VARIOS



Excavadores.



Excavador 17

XC-32-017
1,2MM



Excavador 18

XC-32-018
1,5MM



Excavador 19

XC-32-019
2MM

Periostotomos.



Periostotomo Molt

PE-22-206/M9



Periostotomo Allen

PE-22-209/P9A



Periostotomo Prichard

PE-22-207



Periostotomo Buser

PE-22-209



Porta Agujas Mayo

MN-42-002

16CM



Pinza Mathieu

MP-13-302EU

14CM






¿Hablamos?


www.loftyinstruments.es

info@gnz dental.com

+34 699 84 24 14



El mejor instrumental
para tu clínica dental.





LOFTY
INSTRUMENTS