



Kits / Estuches rotatorio 2026/2027

ESTUDIANTES

TODOS nuestros estuches
disponen de:



Elige tu kit completo desde

398,00€



TienDental
tiendental.com

¡Garantía durante toda la carrera!

RUMAR
mayorista dental

Revisión gratuita al finalizar cada curso

P. ¿Por qué elegir los estuches R-Tech®?

R. Colaboración con depósitos y servicios técnicos de toda España, para que se adapten a las exigencias de **prestaciones** y **configuración de cada universidad**, logrando ofrecer lo que necesitas al **precio más competitivo**. ¿Qué te comprarías para aprender a conducir? ¿un KIA o un Mercedes?

P. No conozco la marca R-Tech®

R. Normal. No es una marca mundialmente conocida, pero vamos, que el robot de cocina de LIDL es la leche... R-Tech® es una marca de **RUMAR Mayorista Dental**.

P. ...¿y qué es RUMAR Mayorista Dental?

R. RUMAR es una **empresa española** ubicada en **Madrid**, que desde **2004** suministra repuestos y aparatología a más de **450 distribuidores** y **servicios técnicos** en toda España y Portugal. Su **equipo**, de más de **20 personas**, está **detrás** de muchas **grandes empresas** que sí conoces 😊. Son los mayoristas para España y Portugal de marcas como: Woodpecker®, DTE®, Faro®, Pro-Tip TURBO®, TKD®, Metasys®...

P. ¿Qué garantía tengo?

R. Pues mira, es muy fácil, las grandes marcas pueden conformarse con su nombre, R-Tech® no se conforma. Por eso ofrece el **MEJOR SERVICIO**:

- Tu estuche tiene **GARANTÍA hasta finalizar la carrera**.
- Si quieres, antes de irte de vacaciones en verano y al final de la carrera te hacen una **revisión GRATIS**.
- Si tienes un problema en 24-48 horas lo resuelven.
- Si pierdes un elemento del estuche lo tendrás ¡Siempre en Stock. Entrega en 24 horas. ¡¡¡OJO!!!

a un precio proporcional al precio del estuche.

Y si al finalizar la carrera decides comprar algún otro producto de mayor valor de los que comercializan, te harán un descuento por el valor de tu estuche 😊.



Que NO te engañen

¡INSISTIMOS!

TODOS nuestros estuches disponen de:



TÜVRheinland®
LGAM
Precisely Right.



agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Certificado Europeo (CE), declaración de conformidad europea y registro sanitario español. Por lo que, por supuesto están homologados para su utilización con pacientes en clínica.

Desde 2017 hemos suministrado **más de 2.000 estuches a estudiantes de odontología** en universidades de toda España. A día de hoy, al menos **1.100 estudiantes** están utilizando **estuches R-Tech en sus prácticas**.



Solar

TienDental

tiendental.com



Kit / Estuche rotatorio



Turbina PRO T 1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Acople sin luz

- Sin luz
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref.: 58-342

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, 2 llaves para acoples y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-224EE

648,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Vita

Kit / Estuche rotatorio

TienDental
tiendental.com



Turbina PRO TIL

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad \geq 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



¡Garantía durante toda la carrera!

Ref.: 58-222EE

598,00€

IVA NO INCLUIDO

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Ignite

Kit / Estuche rotatorio

TienDental

tiendental.com



Turbina PRO T1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad \geq 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-218EE

498,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Vulcano

Kit / Estuche rotatorio



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad \geq 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-220EE

398,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Sky

Kit / Estuche rotatorio

TienDental

tiendental.com



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad \geq 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



¡Garantía durante toda la carrera!

Ref.: 58-219EE

298,00€

IVA NO INCLUIDO

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Atlas

Kit / Estuche rotatorio

TienDental
tiendental.com



Turbina HP-33KL

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad \geq 450.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 20 W

Ref.: 28-HP33KL

Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Acople LED tipo KaVo®

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Con regulación de spray

Ref.: 28-ZMNKLED

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



¡Garantía durante toda la carrera!

Ref.: 58-238EE

688,00€

IVA NO INCLUIDO

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Quantum

Kit / Estuche rotatorio



TienDental
tiendental.com



Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-236EE

468,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



¿Cómo realizar un
MANTENIMIENTO óptimo
de tu Kit de instrumental rotatorio?



TienDental
tiendental.com



1.

Desconecta el instrumento del acoplamiento o del contra ángulo del micromotor y **retira la fresa.**



2.

Desinfecta la superficie del instrumento. Después, con ayuda de un cepillo interproximal **limpia el interior de la pinza.** Por último, utiliza la aguja de mantenimiento en los orificios de spray.



3.

Coloca la boquilla de engrase en el orificio de entrada de la fresa y **lubrica con un solo toque.**



4.

Introduce la boquilla de engrase según la conexión que necesites en la parte posterior de tu rotatorio y **lubrica hasta que el aceite salga transparente.**



5.

¡Listo! ya puedes **meter tu instrumental en el autoclave.**

¡RECUERDA!

Realizar un mantenimiento de forma regular alargará la vida útil de tu rotatorio